



Hospital & medical equipment

Equipeement hospitalier et médical - Arredo medico ed ospedaliero

Legend - Légende - Legenda



Trendelenburg position
Angle Trendelenburg
Angolazione trendelenburg



Reverse trendelenburg position
Angle reverse trendelenburg
Angolazione Antitrendelenburg



Variable height
Hauteur variable
Altezza variabile



Footrest position
Angle relève-jambes
Angolazione poggia gambe



Backrest position
Angle relève-buste
Angolazione alza testa



Wheel dimensions
Dimensions des roues
Dimensioni ruote



Maximum capacity
Capacité maximale
Capacità massima



Adjustable with rack
Réglable par crémaillère
Regolabile con cremagliera



Adjustable with a crank
Réglable par manivelle
Regolabile con manovella



Adjustable with gas pump
Réglable par pompe à gaz
Regolabile con pompa a gas



Adjustable by electric motor
Réglable par moteur électrique
Regolabile con motore elettrico



150 Kg

► C110103

Dim: 195 x 85 x 52cm

• Dismountable hospital bed. Frame made of epoxy coated steel tube. Bed ends with horizontal bars. 4 plastic feet.

• Lit d'hôpital démontable. Cadre en tube d'acier revêtement époxy. Tête et pied de lit à barreaux horizontaux. 4 pieds en plastique.

• Letto ospedaliero smontabile. Telaio in tubo d'acciaio verniciato. Testate con barre orizzontali verniciate. 4 piedini in plastica.



150 Kg



BACKREST
RELÈVE-BUSTE
ALZATESTA

► C110104

Dim: 195 x 85 x 52cm

• Dismountable hospital bed with backrest. Frame made of epoxy coated steel tube. Bed ends with horizontal bars. 4 plastic feet.

• Lit d'hôpital démontable avec relève-buste. Cadre en tube d'acier époxy. Tête et pied de lit à barreaux horizontaux. 4 pieds en plastique.

• Letto ospedaliero smontabile con alza testa. Telaio in tubo d'acciaio verniciato. Testate con barre orizzontali verniciate. 4 piedini in plastica.



150 Kg

► C110109

Dim: 41 x 200 x 80 H cm

• Cholera bed for adult. Frame made of epoxy coated steel tube. Waterproof cloth. 200 mm hole, supplied with side rails, IV stand.

• Lit pour cholera adulte. Structure en acier revêtement époxy. Tissu imperméable. Trou de 200 mm, fourni avec rails latéraux, support pour intraveineuse.

• Letto per colera adulto. Struttura in acciaio verniciato. Tessuto impermeabile. Foro da 200 mm, fornito con sponde laterali e supporto per flebo.



► C110121

* Frame made of epoxy coated steel tube. Bed ends with vertical bars. Steel wire mesh mattress platform. Adjustable backrest and leg section by a cranks. 4 castors $\varnothing 100$ mm, 2 with brakes.

* Cadre en tube d'acier revêtement époxy. Tête et pied de lit à barreaux verticaux. Sommier en treillis métallique. Relève-buste et relève-jambes réglable par manivelles. 4 roues $\varnothing 100$ mm, 2 avec frein.

* Struttura in acciaio verniciato. Testate con barre verticali. Piano rete in maglia rigida. Alzatesta e poggiamambe regolabili tramite manovelle. 4 ruote $\varnothing 100$ mm, 2 con freno.



► C110090

* Bed without backrest.
* Lit sans Relève-buste.
* Letto senza alzatesta.



► C110091

* Backrest by a rack device.
* Réglable par crémaillère.
* Regolabile con cremagliera.



► C110092


* Backrest by a rack device. 4 castors
* Réglable par crémaillère. 4 roues
* Regolabile con cremagliera. 4 ruote



► C110106

* Backrest by a cranks. 4 castors
* Réglable par manivelles. Avec roues
* Regolabile con manovella. 4 ruote

DIMENSION



TECHNICAL SPECIFICATIONS



Dimensions and technical specifications are valid for all models.



► C110120

* Frame made of chrome-plated steel tube. Bed ends with laminated plastic panels. Steel wire mesh mattress platform. Adjustable backrest and leg section by a cranks. 4 castors $\varnothing 100$ mm, 2 with brakes.

* Cadre en tube acier chromé. Tête et pied de lit avec panneaux laminés. Sommier en treillis métallique. Relève-buste et relève-jambes réglable par manivelles. 4 roues $\varnothing 100$ mm, 2 avec frein.

* Struttura in acciaio cromato. Testate con pannelli in laminato plastico. Piano rete in maglia rigida. Alzatesta e poggiamambe regolabili tramite manovelle. 4 ruote $\varnothing 100$ mm, 2 con freno.



► C110098

* Bed without backrest.
* Lit sans Relève-buste.
* Letto senza alzatesta.



► C110096

* Backrest by a rack device.
* Réglable par crémaillère.
* Regolabile con cremagliera.



► C110095

* Backrest by a rack device. 4 castors
* Réglable par crémaillère. 4 roues
* Regolabile con cremagliera. 4 ruote



► C110105

* Backrest by a cranks. 4 castors
* Réglable par manivelles. Avec roues
* Regolabile con manovella. 4 ruote



01.101.00

* Frame made of epoxy painted steel tube. Backrest adjustable by crank. Stainless steel tube removable bed ends with laminated plastic panels. Platform fitted with weldmesh. 4 castors $\varnothing 125$ mm, 2 w/brakes. Bumpers at all four corners.

* Cadre en tube d'acier epoxy. Relève-buste et relève-jambes réglables par manivelles. Tube amovibles en acier inox avec tête et pied de lit à panneaux laminés. Sommier en treillis métallique soudé. 4 roues $\varnothing 125$ mm, 2 avec frein. Galets pare-chocs aux coins.

* Struttura in acciaio verniciato. Alzatesta regolabile tramite manovella. Testate estraibili in tubo di acciaio inox con pannelli in laminato plastico. Piano rete in maglia rigida. 4 ruote $\varnothing 125$ mm, 2 con freni. Paracolpi in tutti e quattro gli angoli.



01.100.00

* Adjustable backrest by a rack device.
* Relève-buste réglable par crémaillère.
* Alzatesta regolabile tramite cremagliera.



01.102.00

* Adjustable backrest by gas pump.
* Relève-buste réglable par pompe à gaz.
* Alzatesta regolabile tramite pompa a gas.



01.300.00

* Frame made of epoxy painted steel tube. Backrest and leg section adjustable by cranks. Stainless steel tube removable bed ends with laminated plastic panels. Platform fitted with weldmesh. 4 castors $\varnothing 125$ mm, 2 w/brakes. Bumpers at all four corners.

* Cadre en tube d'acier epoxy. Relève-buste et relève-jambes réglables par manivelles. Tube amovibles en acier inox avec tête et pied de lit à panneaux laminés. Sommier en treillis métallique soudé. 4 roues $\varnothing 125$ mm, 2 avec frein. Galets pare-chocs aux coins.

* Struttura in acciaio verniciato. Alzatesta e poggia gambe regolabili tramite manovelle. Testate estraibili in tubo di acciaio inox con pannelli in laminato plastico. Piano rete in maglia rigida. 4 ruote $\varnothing 125$ mm, 2 con freni. Paracolpi in tutti e quattro gli angoli.



01.301.00

* Adjustable section by gas pumps.
* Sections réglable par pompes à gaz.
* Sezioni regolabili tramite pompa a gas.



01.302.00

* Adjustable section by electric motor.
* Sections réglable par moteur électrique.
* Sezioni regolabili tramite motore elettrico.



01.301.TRG

* Frame made of epoxy painted steel tube. Backrest, leg section and trendelenburg adjustable by gas pumps. Stainless steel tube removable bed ends with laminated plastic panels. Platform fitted with weldmesh. 4 castors $\varnothing 125$ mm, 2 w/brakes. Bumpers at all four corners.

* Cadre en tube d'acier epoxy. Relève-buste, relève-jambes et positions Trendelenburg réglables par pompes à gaz. Tube amovible en acier inox avec tête et pied de lit à panneaux laminés. Sommier en treillis métallique soudé. 4 roues, $\varnothing 125$ mm 2 avec frein. Galets pare-chocs aux coins.

* Struttura in acciaio verniciato. Alzatesta, poggia gambe e trendelenburg sono regolabili tramite pompa a gas. Testate estraibili in tubo di acciaio inox con pannelli in laminato plastico. Piano rete in maglia rigida. 4 ruote $\varnothing 125$ mm, 2 con freni. Paracolpi in tutti e quattro gli angoli.




01.300.TRG

* Adjustable section by crank and gas pumps.
* Sections réglable par manivelles et pompe à gaz.
* Sezioni regolabili tramite manovelle e pompa a gas.



DIMENSION



TECHNICAL SPECIFICATIONS



Dimensions and technical specifications are valid for all models.



01.300.VH

*Hospital bed with variable height. Frame made of epoxy painted steel tube. S.S. tube removable bed ends with laminated plastic panels. Platform fitted with weldmesh. Variable height 50/75 cm adjustable by hydraulic pump. Bumpers at all four corners. 4 castors, 2 w/brakes.

*Lit hospitalier avec hauteur variable. Cadre en tube d'acier epoxy. Tube amovibles en acier inox avec tête et pied de lit à panneaux laminés. Sommier en treillis métallique soudé. Hauteur variable 50/75 cm réglables par vérin hydraulique. Galets pare-chocs aux coins. 4 roues, 2 avec frein.

*Letto ospedaliero con altezza variabile. Struttura in acciaio verniciato. Testate estraibili in tubo d'acciaio inox con pannelli in laminato plastico. Piano rete in maglia rigida. Altezza variabile 50/75 cm regolabile con pompa idraulica. Paracolpi in tutti e quattro gli angoli. 4 ruote, 2 con freno.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

 50 - 75 cm	 0-45°	 0-75°
 150 Kg	 Ø125 mm	

01.301.VH

 BACKREST RELEV-BUSTE ALZA TESTA	 FOOTREST RELEV-JAMBES POGGIA GAMBE	 VARIABLE HEIGHT HAUTEUR VARIABLE ALTEZZA VARIABILE
---	--	--

01.300.TRGVH

*Hospital bed with variable height and trendelenburg. Epoxy painted steel tube. Adjustable backrest and leg section by a cranks. Variable height by hydraulic pumps. Trendelenburg and reverse Trendelenburg adjustable by gas pump. Stainless steel tube removable bed ends with laminated plastic panels. 4 castors Ø125 mm, 2 w/brakes. 4 Bumpers.

*Lit hospitalier avec hauteur variable et trendelenburg. Tube d'acier epoxy. Relève-buste et relève-jambes réglable par manivelles. Hauteur variable par vérin hydraulique. Trendelenburg et reverse Trendelenburg réglables par pompes à gaz. Tube amovibles en inox avec tête et pied de lit à panneaux laminés. 4 roues Ø125 mm, 2 avec frein. Galets pare-chocs aux coins.

*Letto ospedaliero con altezza variabile e trendelenburg. Struttura in acciaio verniciato. Alzatesta e poggiatesta regolabili tramite manovelle. Altezza variabile tramite pompa idraulica. Trendelenburg e anti Trendelenburg regolabili tramite pompa a gas. Testate estraibili in tubo di acciaio inox con pannelli in laminato plastico. 4 ruote Ø125 mm, 2 con freni. 4 Paracolpi.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


 0-10°	 0-15°	 0-45°	 0-75°
-----------	-----------	-----------	-----------

01.301.TRGVH


 BACKREST RELEV-BUSTE ALZA TESTA	 FOOTREST RELEV-JAMBES POGGIA GAMBE	 VARIABLE HEIGHT HAUTEUR VARIABLE ALTEZZA VARIABILE	 TRENDLENBURG and REVERSE
---	--	--	---------------------------------



DIMENSION



DIMENSION





01.500.00

• Full-fowler bed with removable ABS plastic head and foot panels. Backrest: 0-75°, knee rest 0-40° by cranks. Collapsible side rails. Epoxy coated mild steel frame work and 4 section perforated top. Mounted on ø 125mm noiseless castors. Two drainage hooks for urine bags.

• Lit avec position de Fowler totale, avec panneaux tête et pieds amovibles, en ABS. Dossier: 0-75° - Section genoux 0-40° réglables par manivelles. Barrières latérales déroulantes. Fourni avec 4 roues silencieuses 125 mm ø. Livré avec deux crochets de drainage pour poches à urine.



01.501.00 Dim: 218 x 98 x 47/78 H cm

• With variable height by cranks.
• Avec hauteur variable réglable par manivelles.
• Con altezza variabile regolabile tramite manovella.

Dim: 218 x 96 x 50 (H) cm Cap: 250 Kg

• Letto fowler con testate in ABS removibili. Schienale: 0-75°, poggiatesta 0-40° regolabili tramite manovella. Barre laterali pieghevoli. Piano forato a 4 sezioni. 4 ruote ø 125mm. Fornito con due ganci di drenaggio per sacche per urina.



01.5010

• High quality ABS frame. Control panel on foot board. Battery backup. 4 easy lifting side rails with integrated remote. 4 castors ø 150mm with central locking system. Removable bed ends. Quick release lever for emergency CPR.

• Plastique ABS haute qualité. Panneau de commande sur pied de lit. Batterie de secours. Barrières latérales avec commandes intégrées. 4 roues silencieuses (ø 150 mm) avec système de blocage centralisé. Tête et pied de lit amovibles. Levier rapide retour, pour CPR d'urgence.



01.5009

• Without quick release lever for emergency CPR
• Sans levier rapide retour, pour CPR d'urgence
• Senza leva di sgancio rapido d'emergenza.

Dim: 105 x 233 x 53/71cm Cap: 250 Kg

• Telaio in ABS di alta qualità. Pannello di controllo sulla pediera. Batteria di riserva. Quattro sponde laterali pieghevoli con comando integrato. 4 ruote ø 150mm con freno simultaneo. Testate in plastica ABS rimovibili. Con leva a sgancio rapido di emergenza.



01.5013

• Removable ABS head and foot panels with safety lock. Equipped with weighing scale, electric CPR and manual CPR, cardiac chair position, safe-exit position and separate nurse control panel. All functions controlled by motor. Supplied with ABS side rails, outer and inner control panels. Epoxy coated mild steel frame with 4 sections perforated top. Mounted on ø 125mm castors with central locking system.

• Panneaux tête et pieds amovibles en ABS avec blocage de sécurité. Equipé avec balance, CPR électrique et manuel, position chaise cardiaque, position de sortie de sécurité et panneau de contrôle. Toutes fonctions contrôlées par moteur. Livré avec barrières latérales en ABS, panneau de contrôle externe et interne. Structure en acier époxy et sommier 4 sections perforé. 4 roues de 125 mm ø avec système de freinage central.



01.5011 Dim: 217 x 107 x 46/80 (H) cm


• Without Trendelenburg and reverse trendelenburg
• Sans Trendelenburg et Trendelenburg inversé
• Senza Trendelenburg e anti trendelenburg

01.5012 Dim: 217 x 107 x 48/86 (H) cm

• With Trendelenburg and reverse trendelenburg
• Avec Trendelenburg et Trendelenburg inversé
• Con Trendelenburg e anti trendelenburg

Dim: 217 x 107 x 44/82 (H) cm Cap: 250 Kg

• Testate in ABS removibili con blocco di sicurezza. Dotato di bilancia integrata, CPR elettrico e manuale, posizione di seduta cardiologica, posizione di uscita sicura e pannello di controllo. Tutte le funzioni controllate dal motore. Fornito con sponde laterali in ABS, pannelli di controllo interni ed esterni. Telaio in acciaio verniciato con piano forato a 4 sezioni. Montato su ruote ø 125mm con freno simultaneo.



TRENDELBURG
and REVERSE



BACKREST
RELÈVE-BUSTE
ALZA TESTA



FOOTREST
RELÈVE-JAMBES
POGGIA GAMBE



VARIABLE HEIGHT
HAUTEUR VARIABLE
ALTEZZA VARIABLE



NEW

RPN-01-03

• Long term care bed
4 sections electric bed.
Back-rest (0° - 70°), Leg section (0° - 30°)
Variable height adjustable by wired remote.
Sliding wooden bed side rails.
Supplied with patient lifting pole.
6 castors with single control brakes.
The bed can be dismantled and can be
folded for storage.
Power Supply 110-220, 50-60HZ.

• Lit médicalisé
Lit médicalisé 4 sections.
Relève-buste (0° - 70°), Relève-jambes
(0° - 30°) et Hauteur variable réglables par
télécommande filaire. Barrières coulissantes
en bois. Fourni avec une barre de levage pour
le patient. 6 roulettes avec freins à
commande unique.
Le lit peut être démonté et plié pour être rangé.
Alimentation 110-220, 50-60 Hz.

Dim: 192 x 90 x 30,5/84 cm. Cap: 135 Kg

• Letto per casa di cura
Letto elettrico a 4 sezioni.
Alzatesta (0° - 70°), sezione gambe (0° - 30°)
altezza variabile sono regolabili tramite
telecomando. Spondine laterali del letto in
legno scorrevoli. Fornito con asta solleva
malato. 4 ruote ø 100 e 2 da ø 75 mm con
freno singolo. Il letto può essere smontato
e ripiegato per essere riposto.
Alimentazione 110-220, 50-60 Hz.



01.951.00

• Long term care bed
4 sections electric bed.
Back-rest (0° - 75°), Leg section (0° - 30°)
Variable height, Trendelenburg and reverse
Trendelenburg adjustable by wired remote.
Sliding wooden bed side rails. Supplied
with patient lifting pole.
4 castors ø 100 mm, 2 with brakes.

• Lit médicalisé
Lit médicalisé 4 sections.
Relève-buste (0° - 75°), Relève-jambes (0° - 30°)
Hauteur variable, Trendelenburg et
reverse Trendelenburg, réglables par
télécommande filaire. Barrières coulissantes
en bois. Fourni avec une barre de levage pour
le patient. 4 roues ø 100 mm, 2 avec frein.

Dim: 104 x 212 x 30/70 cm. Cap: 180 Kg

• Letto per casa di cura
Letto elettrico a 4 sezioni.
Alzatesta (0° - 75°), sezione gambe (0° - 30°)
altezza variabile, trendelenburg e anti-
trendelenburg regolabili tramite telecomando.
Spondine laterali del letto in legno scorrevoli.
Fornito con asta solleva malato.
4 ruote ø 100 mm, 2 con freno.



VARIABLE HEIGHT
HAUTEUR VARIABLE
ALTEZZA VARIABLE



TRENDELBURG
and REVERSE



BACKREST
RELÈVE-BUSTE
ALZA TESTA



FOOTREST
RELÈVE-JAMBES
POGGIA GAMBE





•Baby crib

Mobile baby cot with removable bassinet. Crib made of plexiglas, with aeration holes. Trendelenburg / Reverse Trendelenburg positions. 4 casters ø 60 mm, 2 with brake. Mattress not included.

•Berceau coque

Lit de bébé mobile avec coque amovible. Coque en plexiglas transparent avec orifices d'aération. Position de Trendelenburg et Trendelenburg inversé. 4 roulettes ø 60 mm, 2 avec frein. Matelas non inclus.

•Culla per neonati

Lettino per bambini mobile con culla estraibile. Culla in plexiglass trasparente con fori di ventilazione. Posizione Trendelenburg / Anti Trendelenburg. 4 ruote di ø 60 mm, 2 con freno. Materasso non incluso.

01.800.00 Chrome, acier chromé, acciaio cromato

01.800.10 Inox, acier inoxydable, acciaio inox

01.801.00 Epoxy, acier époxy, acciaio verniciato

► **01.802.00**

•Baby crib

Made of epoxy painted steel tube with variable height adjustable by hydraulic pump. Trendelenburg / Reverse Trendelenburg positions 15° adjustable by gas pump. Crib made of plexiglas, with aeration holes. 4 casters ø 80 mm 2 with brake. Mattress not included.

•Berceau coque

Structure en acier époxy avec hauteur variable par pompe hydraulique. Position de Trendelenburg et Trendelenburg inversé 15° réglable par pompe à gaz. Coque en plexiglas transparent avec orifices d'aération. 4 roulettes ø 80 mm 2 avec frein. Matelas non inclus.


•Culla per neonati

Struttura in acciaio verniciato. Altezza variabile regolabile tramite pompa idraulica. Trendelenburg e anti trendelenburg 15° regolabile con pompa a gas. Culla in plexiglass trasparente con fori di ventilazione. 4 ruote da 80 mm 2 con freno. Materasso non incluso



30 Kg

DIMENSION



Dim: 66 x 117 x 90cm

► **C150100**

•Swaddling table

Made of epoxy painted steel tube. Top and sides upholstered with washable plastic material. Raised sides on 3 sides. Laminated plastic lower shelf.

•Table à langer

Tube d'acier, revêtement époxy. Plan de couchage revêtu de vinyle lavable. Côtés surélevés sur 3 côtés. Une étagère.

•Fasciatoio

Struttura in acciaio verniciato. Piano d'appoggio ricoperto con vinile lavabile. Sponde su tre lati. Uno scaffale.



► **C150100.01**

With 2 drawers
Avec 2 tiroirs
Con 2 cassetti




*Child cot
Made of epoxy-painted tubular steel tube, steel mesh platform. Drop down side rails with safety catches. 4 ø 100 mm casters, two with brakes.

*Lit parc
En tube d'acier revêtement époxy. Sommier en treillis métallique rigide. Barrières coulissantes avec dispositif de sécurité. 4 roues ø 100 mm, dont 2 avec frein.

*Lettino bambino
Struttura in acciaio verniciato. Rete in maglia rigida. Barriere scorrevoli con dispositivo di sicurezza. 4 ruote ø 100 mm, di cui 2 con freno.

AVAILABLE CODE AND DIMENSION

01.750.00 (A) 109 x (B) 67 x (C) 50 H cm
01.760.00 (A) 139 x (B) 67 x (C) 50 H cm
01.770.00 (A) 159 x (B) 67 x (C) 50 H cm



*Child cot with trendelenburg
Epoxy-painted tubular steel tube, Drop down side rails with safety catches. 4 ø 100 mm casters, 2 with brakes. Position Trendelenburg adjustable by gas pump.

*Lit parc avec trendelenburg
Tube d'acier revêtement époxy. Barrières coulissantes avec dispositif de sécurité. 4 roues ø 100 mm, dont 2 avec frein. Trendelenburg réglable par la pompe à gaz.

*Lettino bambino con trendelenburg
Struttura in acciaio verniciato. Barriere scorrevoli con dispositivo di sicurezza. 4 ruote ø 100 mm, di cui 2 con freno. Posizione trendelenburg regolabile tramite pompa a gas.

AVAILABLE CODE AND DIMENSION

01.751.00 (A) 109 x (B) 67 x (C) 50 H cm
01.761.00 (A) 139 x (B) 67 x (C) 50 H cm
01.771.00 (A) 159 x (B) 67 x (C) 50 H cm



*Child cot with backrest
Made of epoxy-painted tubular steel tube. Steel mesh platform. Drop down side rails with safety catches. With backrest adjustable by rack. 4 ø 100 mm casters, 2 with brakes.

*Lit parc avec relève-buste
Tube d'acier revêtement époxy. Sommier en treillis métallique rigide. Barrières coulissantes avec dispositif de sécurité. Avec relève-buste réglable par crémaillère. 4 roues ø 100 mm, 2 avec frein.

*Lettino bambino con alzatasta
Struttura in acciaio verniciato. Rete in maglia rigida. Barriere scorrevoli con dispositivo di sicurezza. Alza testa regolabile tramite cremagliera. 4 ruote ø 100 mm, di cui 2 con freno.

AVAILABLE CODE AND DIMENSION

01.752.00 (A) 109 x (B) 67 x (C) 50 H cm
01.762.00 (A) 139 x (B) 67 x (C) 50 H cm
01.772.00 (A) 159 x (B) 67 x (C) 50 H cm



*Child cot with variable height
Made of epoxy-painted tubular steel tube, steel mesh platform. Drop down side rails with safety catches. 4 ø 100 mm casters, 2 with brakes. Variable height adjustable by crank.

*Lit parc avec hauteur variable
Structure en tube d'acier revêtement époxy. Sommier en treillis métallique rigide. Barrières coulissantes avec dispositif de sécurité. 4 roues ø 100 mm, dont 2 avec frein. Hauteur variable réglable par manivelle.

*Lettino bambino con altezza variabile
Struttura in acciaio verniciato. Rete in maglia rigida. Barriere scorrevoli con dispositivo di sicurezza. 4 ruote ø 100 mm, di cui 2 con freno. Altezza variabile regolabile tramite manovella.

AVAILABLE CODE AND DIMENSION


01.753.00 (A) 109 x (B) 67 x (C) 75/86 H cm
01.763.00 (A) 139 x (B) 67 x (C) 75/86 H cm
01.773.00 (A) 159 x (B) 67 x (C) 75/86 H cm



0-15°



0-75°



75-86 cm



► **C120050**

- *Chrome plated steel tube. Washable plastic flame retardant material. IV. stand and side rails. 4 casters 125 mm two with brakes.
- *Structure en acier chromé. Tissu vinyle lavable et traité anti-feu. 4 roues ø125 mm, 2 avec frein. Tige porte-sérum et barrières latérales.
- *Tubo d'acciaio cromato. Materiale plastico lavabile e ignifugo. Asta flebo e sponde laterali. 4 ruote da 125 mm, due con freno.

► **C120052** Epoxy painted steel tube / Structure en acier epoxy / Struttura in acciaio verniciato



► **C120051**

- *Chrome plated steel tube. Washable plastic flame retardant material. IV. stand and side rails. 4 casters 125 mm two with brakes.
- *Structure en acier chromé. Tissu vinyle lavable et traité anti-feu. 4 roues ø125 mm, 2 avec frein. Tige porte-sérum et barrières latérales.
- *Tubo d'acciaio cromato. Materiale plastico lavabile e ignifugo. Asta flebo e sponde laterali. 4 ruote da 125 mm, due con freno.

► **C120053** Epoxy painted steel tube / Structure en acier epoxy / Struttura in acciaio verniciato



► **01.1210.00**

- *Epoxy painted steel tube. Backrest adjustable by rack. IV. stand and side rails. 4 ø 200 mm. casters, 2 with brakes.
- *Bâti métallique revêtement époxy. Relève-buste réglable par crémaillère. Tige porte-sérum et barrières latérales. 4 roues ø 200 mm, 2 avec frein.
- *In acciaio verniciato. Alzatesta regolabile con cremagliera. Asta flebo e sponde laterali. 4 ruote ø 200 mm. di cui due con freno.

► **01.1230.00** Removable top, chrome-plated steel base / Plan amovible, base en acier chromé / Top removibile, base in acciaio cromato. **Dim:** 65 x 195 x 70 H cm.



► **OW3XL**

- *Epoxy painted steel frame. Backrest adjustable by rack. 2 Collapsible side rails. 2 push handles with 4 bumpers. 4 ø 200 mm casters, 2 with brakes.
- *Bâti métallique, revêtement époxy. Relève-buste réglable par crémaillère. 2 barrières latérales rabattables. Butoirs. 4 roulettes ø 200 mm, dont 2 avec frein. Porte bouteille
- *Struttura in acciaio verniciato. Alzatesta regolabile tramite cremagliera. 2 spondine laterali abbattibili. Paracolpi. 4 ruote da ø 200 mm di cui 2 con freno. Fornito con porta bombola.

► **OW3XL.RX** With translucent top / Avec arceau radiologique / Con piano radiotrasparente



► **C120030** **Dim:** 75 x 198 x 83 H cm.

- *Patient stretcher with backrest adjustable by gas pump. Epoxy painted steel tube. Supplied with IV. stand and side rails. Mounted on four ø 200 mm casters, two with brakes.
- *Relève-buste réglable par pompe à gaz. Bâti métallique, revêtement époxy. Livré avec tige porte-sérum et barrières latérales. 4 roues ø 200 mm, dont deux avec frein.
- *Barella con alzatesta regolabile tramite pompa a gas. Struttura in acciaio verniciato. Spondine laterali, asta portaflebo, 4 ruote ø 200 mm, di cui due con freno.

► **C120032**

- *Patient stretcher with variable height and Trendelenburg 0-15°.
 - *Chariot brancard avec hauteur variable et Trendelenburg 0-15°.
 - *Barella con altezza variabile e Trendelenburg 0-15°.
- Dim:** 75 x 198 x 52/89 H cm.



► C120020

Dim: 72 x 204 x 55/84 H cm

- Patient stretcher with adjustable backrest by rack, variable height by gas pump. Epoxy painted steel tube. I.V. stand and side rails. Mounted on four ø 200 mm casters, two with brakes.
- Chariot brancard avec Relève-buste réglable par crémaillère, hauteur variable réglable par pompe à gaz. Bâti métallique, revêtement époxy. Livré avec tige porte-sérum et barrières latérales. 4 roues ø 200 mm, 2 avec frein indépendant.
- Fornita con alzatesta regolabile con cremagliera, altezza variabile regolabile con pompa a gas. Struttura in acciaio verniciato. Spondine laterali, asta portaflebo. 4 ruote ø 200 mm, di cui due con freno indipendente.

► C120025

Patient stretcher with variable height and Trendelenburg. Chariot brancard avec hauteur variable et Trendelenburg. Barella con altezza variabile e Trendelenburg.



► OW3XL.VHPO

Dim: 76 x 198 x 58/88 H cm

- Epoxy painted steel frame. Backrest adjustable by gas pump. 2 Collapsible side rails, 2 push handles with 4 bumpers. Variable height. Trendelenburg and reverse Trendelenburg position (0-15°). 4 ø 200 mm casters with brake and directional lock. Bottle holder.
- Châssis en acier peint à l'époxy. Relève-buste réglable par pompe à gaz. 2 barrières latérales. 2 poignées de poussée avec 4 butoirs. Hauteur variable. Trendelenburg et Trendelenburg inversé (0-15°). 4 roulettes ø 200 mm avec frein et blocage directionnel. Porte-bouteille.
- Struttura in acciaio verniciato, alzatesta regolabile con pompa a gas. 2 spondine laterali. 2 maniglioni di spinta con 4 paracolpi. Altezza variabile. Trendelenburg e anti Trendelenburg (0-15°). 4 ruote da ø 200 mm con freno e blocco direzionale. Porta bombola.

► OW3XL.VHPORX

Patient stretcher with x-ray translucent top / Chariot brancard avec arceau radiologique / Barella con piano radiotrasparente



► C120040

• Emergency stretcher
Oleo-dynamic semi-automatic pedal-controlled stretcher. Steel frame. Variable height. Trendelenburg and reverse Trendelenburg position (0-13°). Supplied with: two folding siderails, adjustable I.V. pole, an oxygen-tank holder and a wide tray. Mounted on four swiveling 150 mm castors and 5th central directional wheel. Supplied with flame retardant mattress.

• Brancard d'urgence
Brancard oléo-dynamique à pédale à commande semi-automatique. Structure en acier. Hauteur variable, Trendelenburg et Trendelenburg inversé (0-13°). Fourni avec: deux barrières latérales rebattables, tige porte-sérum, un porte-bouteille d'oxygène et un plateau. Monté sur quatre roulettes pivotantes de 150 mm et 5ème roue directionnelle centrale. Fourni avec son matelas autoextinguible.



► C120039

- Variable height adjustable by crank
- Hauteur variable par manivelle.
- Altezza variabile tramite manovella

Dim: 202 x 74 x 58/88 h cm



► C120040/PM

- Monitor support
- Support pour moniteur
- Supporto porta monitor

Dim: 61 x 190,5 x 58 / 81,5 cm

• Barella per emergenza
Barella oleo-dinamica semi-automatica con comando a pedale. Struttura in acciaio. Altezza variabile, Trendelenburg e anti Trendelenburg (0-13°) regolabili tramite pedale. Due sponde pieghevoli, asta porta flebo, supporto per bombola d'ossigeno e un ampio vassoio. Montato su 4 ruote da 150 mm e una quinta ruota direzionale. Fornita di materasso ignifugo.



C110093.0X

- ON REQUEST Various slings
- SUR DEMANDE Divers slings
- A RICHIESTA Varie imbragature

► C110093

- Patient lift
- Steel structure in epoxy glossy finish surface Push handle. 2 rear castors ø 100 mm. with independent brake and 2 castors ø 80 mm.

- Lève-malade
- Structure en acier avec revêtement époxy. Poignée à coins arrondis. 2 roues ø 100mm avec frein indépendant et 2 roues ø 80mm.

- Sollevatore paziente
- Struttura in acciaio verniciato. Maniglia di spinta. 2 ruote posteriori ø 100 mm. con freno indipendente e 2 ruote anteriori ø 80 mm.

Dim.: 65/113 x 126,3 x 56/161 cm
Cap.: 150Kg



► C110084

- Lifting pole
- Base made of epoxy painted tubular steel.
- Potence sur pied
- Structure en tube d'acier, revêtement époxy.

- Alza malato
- Struttura in acciaio con base verniciata.

Dim.: 70 x 86 x 200 cm
Cap.: 80Kg



► 01.101.97

- ABS panel, with support for IV. stand.
- Panneaux en ABS avec support pour porte serum.
- Testate in ABS, con porta asta flebo.



► C110086

Lifting pole / Potence de lit / Alza malato



► C110085

- "Balkan" beam frame chrome plated steel tube.
- Cadre "Balkan" Bâti métallique en acier chromé.
- Intelaiatura Balcanica in acciaio cromato.



► C110080

- Mosquito net epoxy painted steel tube.
- Porte moustiquaire tube d'acier, époxy.
- Zanzariera per letto in acciaio verniciato.

► 02.631.00

IV stand / Porte-sérum / Asta flebo



► C110081

- Collapsible side rails aluminum top bar, S.S. vertical bars.
- Barrières latérales déroulantes en aluminium et acier inox.
- Barriere laterali abbattibili in alluminio e acciaio inox.



► C110083

- Epoxy painted foldable side rails suitable
- Rails latéraux pliables en acier époxy
- Sponde laterali in acciaio verniciato



► C110088

- Side rails reclining full length. With S.S. tube and plastic ends.
- Barrières de lit rabattables. Avec tube en acier inox et plastique.
- Sponde laterali ribaltabili con tubo in acciaio inox e plastica.



► C110855

- Bed pan holder
- Porte bassin de lit
- Porta padella



► C110856

- Male urinal holder
- Porte urinal
- Porta pappagallo



► C110857

- Urine bag holder
- Porte poche à urine
- Porta sacca d'urina



► 01.600.00

- Chart stand
- Porte feuille
- Porta cartelle



► 01.1220.00

- Steel basket
- Panier
- Cestino porta oggetti



► 01.1221.00

- Bottle holder
- Porte bouteille
- Porta bombole



Dim:
37 x 56 x 72/115 H cm
Cap.: 12Kg

► C150104

- Overbed table
Epoxy painted steel tube. White ABS top. Sliding tray. Locking with ABS clamp. 4 casters ø 50 mm, 2 with brake.
- Table de lit
En tube d'acier époxy. Plateau en ABS blanc. Plateau coulissant. Verrouillage par pince en ABS. 4 roulettes ø 50 mm, 2 avec frein.
- Tavolo pasto
Tubo d'acciaio verniciato. Piano in ABS bianco. Vassoio scorrevole. Bloccaggio con morsetto in ABS. 4 ruote ø 50 mm, 2 con freno.



Dim:
41 x 65 x 78/120 H cm
Cap.: 12Kg

► C150106

- Overbed table
Made of epoxy painted steel tube. Plastic top. Mounted on 4 casters ø 50mm.
- Table de lit
Revêtement époxy. Plateau en plastique. Monté sur quatre roulettes ø 50mm.
- Tavolo pasto
Struttura in acciaio verniciato. Vassoio di plastica. Montato su quattro ruote ø 50mm.

► C150103

- Epoxy painted steel (col. grey)
- Revêtement époxy (coul. gris)
- Acciaio verniciato (col. grigio)

Mattress for beds / Matelas pour lits / Materassi per letti

CODE	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	DENSITY	SIZE / DIMENSIONS / DIMENSIONI
C110907	Fixed polyester cover / Housse fixe en polyester / Fodera fissa in poliestere	21 kg/mc	190 x 82 x 10 cm H
C110909	Removable and washable cotton cover / Housse coton amovible et lavable / Fodera in cotone sfoderabile e lavabile	21 kg/mc	190 x 82 x 12 cm H
C110910	Polyester cover 4 sections / Housse en polyester 4 sections / Fodera in poliestere 4 sezioni	21 kg/mc	70/26/45/49 x 82 x 12 cm H
C110911	Removable and washable cotton cover 4 sections / Housse coton amovible et lavable - 4 sections / Fodera in cotone sfoderabile e lavabile 4 sezioni	21 kg/mc	70/26/45/49 x 82 x 12 cm H
C110912	Removable and washable cotton cover FLAME RETARDANT / Housse fixe en polyester ANTI FEU / Fodera in cotone sfoderabile e lavabile e IGNIFUGA	30 kg/mc	190 x 82 x 12 cm H
C110913	Removable and washable cotton cover 4 sections FLAME RETARDANT / Housse coton amovible et lavable - 4 sections ANTI FEU / Fodera in cotone sfoderabile e lavabile e IGNIFUGA 4 sezioni	30 kg/mc	70/26/45/49 x 82 x 12 cm H
C110926	Water proof cover for adult mattress / Housse imperméable pour matelas adulte / Rivestimento impermeabile per materasso adulti	/	/

Pillows / Oreillers / Cuscini

CODE	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	SIZE / DIMENSIONS / DIMENSIONI
C110970	Pillow w/fixed cotton cover / Oreiller avec housse fixe en coton / Cuscino con rivestimento in cotone	50 x 80 cm
C110971	Pillow FLAME RETARDANT w/removable cotton cover / Oreiller anti feu avec housse amovible en coton / Cuscino ignifugo con rivestimento sfoderabile in cotone	50 x 80 cm

Mattress for patient stretcher / Matelas pour chariot brancard / Materassi per barelle

CODE	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	DENSITY / DENSITE' / DENSITA'	SIZE / DIMENSIONS / DIMENSIONI
C110922	Washable and removable water proof cover / Housse imperméable, amovible et lavable / Rivestimento impermeabile, rimovibile e lavabile	30 kg/mc	185x 65 x 10 cm H
C110923	Washable and removable water proof cover for stretcher w/back rest / Housse étanche amovible et lavable pour une civière avec relève buste / Copertura impermeabile, rimovibile e lavabile per barella con schienale	30 kg/mc	68/117 x 65 x 10 cm H
C110923/B	Mattress for C120040 / Matelas pour C120040 / Materasso per C120040	30 kg/mc	185x 65 x 10 cm H
C110923/IM	Mattress Flame retardant for C120040 / Matelas Anti feu pour C120040 / Materasso ignifugo per barella C120040	30 kg/mc	185x 65 x 10 cm H
C110925	Water proof cover for stretcher mattress / Housse imperméable pour chariot brancard / Copertura impermeabile per barella	/	/

Mattress for child cot, baby crib / Matelas pour lit parc, berceau / Materassi per lettini bambino e culle

CODE	FOR / POUR / PER	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	DENSITY / DENSITE' / DENSITA'	SIZE / DIMENSIONS / DIMENSIONI
C110914	01.750.00 / 01.751.00	Fixed polyester cover / Housse fixe en polyester / Fodera fissa in poliestere	21 kg/mc	95 x 45 x 10 cm H
C110915	01.760.00 / 01.761.00	Fixed polyester cover / Housse fixe en polyester / Fodera fissa in poliestere	21 kg/mc	125 x 60 x 10 cm H
C110916	01.770.00 / 01.771.00	Fixed polyester cover / Housse fixe en polyester / Fodera fissa in poliestere	21 kg/mc	145 x 60 x 10 cm H
C110918	01.760.00 / 01.761.00	W/removable and washable cotton cover w/zip / Housse coton amovible et lavable, fermeture à glissière / Fodera in cotone rimovibile e lavabile, con cerniera	21 kg/mc	125 x 60 x 10 cm H
C110919	01.770.00 / 01.771.00	W/removable and washable cotton cover w/zip / Housse coton amovible et lavable, fermeture à glissière / Fodera in cotone rimovibile e lavabile, con cerniera	21 kg/mc	145 x 60 x 10 cm H
C110920	01.800.00 / 01.801.00	Fixed polyester cover / Housse fixe en polyester / Fodera fissa in poliestere	21 kg/mc	63 x 36 x 6 cm H
C110921	01.800.00 / 01.801.00	W/removable and washable cotton cover w/zip / Housse coton amovible et lavable, fermeture à glissière / Fodera in cotone rimovibile e lavabile, con cerniera	21 kg/mc	60 x 33 x 6 cm H
C110927		Water proof cover for child cot mattress / Housse imperméable pour matelas de lit parc / Fodera impermeabile per materasso letto parto	/	/
C110928		Water proof cover for baby crib mattress / Housse imperméable pour matelas de berceau / Fodera impermeabile per materasso barelle	/	/



Square tube

Tube carré- Tubo quadro

► C150001

Dim: 61 x 180 x 53 H cm.

- Blood donor chair.
Chrome-plated steel frame. Covered with washable plastic material. Backrest and leg rest adjustable by rack. Height-adjustable armrests.
- Fauteuil de prélèvement
Structure en acier chromé. Assise de plastique lavable. relève-buste et relève-jambes réglable par crémaillère. Appuis-bras réglables en hauteur.
- Poltrona donatori
Struttura in acciaio cromato. Sedile in plastica lavabile. Alzatesta, poggia gambe regolabile tramite cremagliera e braccioli regolabili in altezza.


OPTIONAL

- Instrument tray and drawer
• Plateau à instruments et tiroir
• Vassoio porta oggetti e cassetto

Colors / Couleurs / Colori



130 Kg



Oval tube

Tube ovale- Tubo ovale

► C150002/E

Dim: 72 x 170 x 53 H cm.

- Electric blood donor chair
Epoxy painted steel tube. Washable material. Height adjustable anatomical armrest can be rotated 180°. TR and RTR position adjustable by electric motor.

- Fauteuil de prélèvement électrique
Tube d'acier peint en époxy. Assise de plastique lavable. Appuis-bras sont réglables en hauteur et pivotent à 180°. Position TR et RTR réglable par moteur électrique.

- Poltrona donatori elettrica
Struttura in acciaio verniciato. Sedile in plastica lavabile. Braccioli regolabili in altezza, ruotabili di 180°. Posizione TR e RTR regolabile tramite motore elettrico.

► C150002

- Adjustable by gas pump
• Réglables par pompe à gaz
• Regolabile tramite pompa a gas

► C150002/R

- Adjustable by gas pump with castors
• Réglables par pompe à gaz avec roues
• Regolabile tramite pompa a gas con ruote



150 Kg



Round tube

Tube rond- Tubo tondo

► C150006/R

Dim: 72 x 163 x 50 cm

- Blood donor chair with castors
Epoxy painted steel tube. Washable material. Height adjustable anatomical armrest can be rotated 180°. TR and RTR position adjustable by gas pump. 4 Ø 80 mm castors, 2 of which with brake.

- Fauteuil de prélèvement avec roues
Tube d'acier peint en époxy. Assise de plastique lavable. Appuis-bras sont réglables en hauteur et pivotent à 180°. Position TR et RTR réglables par pompe à gaz. 4 roues de Ø 80 mm, 2 avec frein.

- Poltrona donatori con ruote
Struttura in acciaio verniciato. Sedile in plastica lavabile. Braccioli sono regolabili in altezza e ruotano di 180°. Posizione TR e RTR regolabile tramite pompa a gas. 4 ruote da Ø 80 mm di cui 2 con freno.

► C150006

- Adjustable by gas pump
• Réglables par pompe à gaz
• Regolabile tramite pompa a gas

► C150006/E

- Adjustable by Electric motor
• Réglables par moteur électrique
• Regolabile tramite motore elettrico



150 Kg



Column structure

Structure à column
Struttura a colonna

► 3XL47/TR.RTR

Dim: 182 x 68 x 57/98 H cm.

- Electric blood donor chair with variable height Trendelenburg
Painted steel frame. Shelf covered in washable skai. Backrest, legrest and variable height adjustment via 3 electric motors operated by remote control. Positions Trendelenburg and reverse Trendelenburg adjustable by electric motor. Height-adjustable armrests.

- Fauteuil de prélèvement électrique avec hauteur variable et Trendelenburg
Cadre en acier peint. Tablette recouverte de skai lavable. Relève-buste, relève-jambes et réglage de la hauteur par 3 moteurs électriques actionnés par une télécommande. Trendelenburg et Trendelenburg inversé réglable par moteur électrique. Accoudoirs réglables en hauteur.

- Poltrona donatori elettrica con altezza variabile e Trendelenburg
Struttura in acciaio verniciato. Rivestito in skai lavabile. Alzatesta, poggiamambe e altezza variabile regolabile tramite 3 motori elettrici azionabili con un telecomando. Trendelenburg e anti Trendelenburg regolabili tramite motore elettrico. Braccioli regolabili in altezza.

► 3XL47

- Without trendelenburg positions
• Sans positions trendelenburg
• Senza posizioni trendelenburg

Colors / Couleurs / Colori



200 Kg

NEW



► **02.357.50**

Dim: 55 x 180 x 75 H cm.

Examination couch

*Painted steel frame with semi-oval tube. Backrest adjustable by rack. Upholstered mattress with fire-retardant and washable upholstery.

Divan d'examen

*Structure en acier peint avec tuyau semi-ovale. Dossier réglable par crémaillère. Matelas rembourré avec housse ignifuge et lavable.

Lettino da visita


*Struttura in acciaio verniciato con tubo semi-ovale. Schienale regolabile tramite cremagliera. Materasso imbottito con rivestimento ignifugo e lavabile.

Colors / Couleurs / Colori



Dim: 60 x 180 x 70 H cm.

Colors / Couleurs / Colori



► **02.357.10**

*Epoxy painted steel tube. Adjustable backrest by rack. Top is upholstered and covered with washable plastic and flame retardant material.

*Structure en tube en acier époxy. Relève-buste réglable par crémaillère. Matelas rembourré avec revêtement traité anti-feu lavable.

*Struttura in tubo di acciaio verniciato. Schienale regolabile tramite cremagliera. Materasso imbottito con rivestimento ignifugo lavabile.

► **02.357.00** Stainless steel tube / Structure en acier inox / Struttura in acciaio inox. **Dim:** 55 x 180 x 70 H cm.



Dim: 55 x 180 x 80 H cm.

► **02.358.00**

*Chrome-plated steel tube. Backrest adjustable by rack. Top is upholstered and covered with washable plastic and flame retardant material.

*Structure en acier chromé. Relève-buste réglable par crémaillère. Matelas rembourré avec revêtement traité anti-feu lavable.

*Struttura in acciaio cromato. Schienale regolabile tramite cremagliera. Materasso imbottito con rivestimento ignifugo e lavabile.

► **02.358.10** Stainless steel tube / Structure en acier inox / Struttura in acciaio inox. **Dim:** 60 x 180 x 70 H cm.



Dim: 55 x 180 x 80 H cm.

► **02.351.00**

*Epoxy painted steel tube. Adjustable backrest by rack. Top is upholstered and covered with washable plastic and flame retardant material.

*Structure en tube en acier époxy. Relève-buste réglable par crémaillère. Matelas rembourré avec revêtement traité anti-feu lavable.

*Struttura in tubo di acciaio verniciato. Schienale regolabile tramite cremagliera. Materasso imbottito con rivestimento ignifugo lavabile.

► **02.351.01** 2 drawers, 1 S.S. tray, ø 80 mm. castors. / 2 tiroirs, 1 plateau inox, Ø 80 mm roulettes / 2 cassetti, 1 vassoio in inox, ruote Ø 80 mm.



Dim: 60 x 173 x 73 H cm.

► **02.510.00**

*Chrome-plated steel tube. Adjustable backrest by rack. Top is upholstered with washable plastic material. Complete with carrying bag.

*Structure en d'acier chromé. Relève-buste réglable par crémaillère. Matelas rembourré avec revêtement plastique lavable. Avec housse de transport.

*In acciaio cromato. Schienale regolabile tramite cremagliera. Materasso imbottito con rivestimento in plastica lavabile. Fornito con custodia.

► **02.509.00** Epoxy painted steel tube / Structure en acier époxy / Struttura in acciaio verniciato



► 02.537.00

- *Epoxy painted sheet steel. Adjustable backrest adjustable by rack. Adjustable feet and paper roll holder. Electric variable height
- *Structure en acier emailé. Réleve-buste réglable. Avec pieds réglables et porte rouleau. Hauteur variable électrique.
- *Struttura in acciaio verniciato. Schienale regolabile. Con piedini regolabili e portarotolo Altezza variabile elettronicamente.

► 02.537.10 Variable height by hydraulic pump / Hauteur variable par pompe hydraulique / Altezza variabile tramite pompa idraulica



► 02.537.00R

- *Epoxy painted sheet steel. Adjustable backrest by gas pump. Adjustable feet and paper roll holder. Electric variable height
- *Structure en acier emailé. Réleve-buste réglable par pompe à gaz. Avec pieds réglables et porte rouleau. Hauteur variable électrique.
- *Struttura in acciaio verniciato. Schienale regolabile con pompa a gas. Piedini regolabili e portarotolo Altezza variabile elettronicamente.

► 02.537.10R Variable height by hydraulic pump / Hauteur variable par pompe hydraulique / Altezza variabile tramite pompa idraulica



► 02.538.00

- *Epoxy painted sheet steel. Adjustable backrest and leg sections by rack. Adjustable feet. Electric variable height.
- *Structure en acier emailé. Réleve-buste et jambes réglables par crémaillère. Avec pieds réglables. Hauteur variable électrique.
- *Struttura in acciaio verniciato. Schienale e poggia gambe regolabili con cremagliera. Con piedini regolabili. Altezza variabile elettronicamente.

► 02.538.10 Variable height by hydraulic pump / Hauteur variable par pompe hydraulique / Altezza variabile tramite pompa idraulica



► 02.538.00R

- *Epoxy painted sheet steel. Adjustable backrest and leg section by gas pump. Adjustable feet. Electric variable height.
- *Structure en acier emailé. Réleve-buste et jambes réglable par pompe à gaz. Avec pieds réglables. Hauteur variable électrique.
- *Struttura in acciaio verniciato. Schienale e poggia gambe regolabili tramite pompa a gas. Piedini regolabili. Altezza variabile elettronicamente.

► 02.538.10R Variable height by hydraulic pump / Hauteur variable par pompe hydraulique / Altezza variabile tramite pompa idraulica



► 3XL1007

- *Examination couch with variable height Painted steel frame. 4 adjustable feet. Backrest adjustable by gas pump. Electric variable height. Upholstered mattress with fire-retardant and washable upholstery. With roll holder.

*Divan d'examen avec hauteur variable Structure en acier peint. 4 pieds réglables. Dossier réglable par pompe à gaz. Hauteur variable électrique. Matelas rembourré avec housse ignifuge et lavable. Avec porte-rouleau.

*Lettino da visita con altezza variabile Struttura in acciaio verniciato. Schienale regolabile tramite pompa a gas. Altezza variabile elettronicamente. Materasso imbottito con rivestimento ignifugo e lavabile. Con porta rotolo.

Colors / Couleurs / Colori





► **02.359.00**

Dim: 60 x 180 x 80 H cm

*Gynaecological couch
Chrome-plated steel tube. Adjustable backrest and leg sections.
Top is upholstered, washable plastic material flame retardant.
S.steel bowl ø30 cm. 2 anatomical padded leg holders.

*Divan gynécologique
Structure en acier chromé. Relève-buste et jambière réglables.
Matelas rembourré avec revêtement anti-feu lavable. Livré avec
1 cuvette en acier inox ø30 cm. Appui-jambes anatomiques.

*Lettino ginecologico
Struttura in acciaio cromato. Schienale e poggia gambe regolabili.
Materasso imbottito con rivestimento ignifugo e lavabile. Bacinella
in acciaio inox ø30 cm. Supporto anatomico per le gambe.

► **02.359.10**

Stainless steel tube / Structure en acier inox / Struttura in acciaio inox



Dim: 55 x 180 x 75 H cm

Colors / Couleurs / Colori



► **02.359.50**

*Painted steel frame with semi-oval tube. Adjustable backrest and leg sections by rack. S.S tray. 2 anatomical padded leg holder. Mattress with fire-retardant and washable upholstery.

*Structure en acier peint avec tuyau semi-ovale Relève-buste et jambière réglables par crémaillère. Plateau en acier inox. Appui-jambes anatomiques. Matelas rembourré avec housse ignifuge et lavable.

*Struttura in acciaio verniciato con tubo semi-ovale. Schienale e poggia gambe regolabili con cremagliera. Vassoio in acciaio inox. Supporto anatomico per le gambe. Materasso ignifugo e lavabile.



Dim: 55 x 180 x 75 H cm

Colors / Couleurs / Colori



► **02.360.00**

*Chrome-plated steel tube. Adjustable backrest and leg sections. Top is upholstered, washable plastic material flame retardant. S. steel bowl ø30 cm. 2 anatomical padded leg holders.

*Structure en acier chromé. Relève-buste et jambière réglables. Matelas rembourré avec revêtement anti-feu lavable. Livré avec 1 cuvette en acier inox ø30 cm. Appui-jambes anatomiques.

*Struttura in acciaio cromato. Schienale e poggia gambe regolabili. Materasso imbottito con rivestimento ignifugo e lavabile. Bacinella in acciaio inox ø30 cm. Supporto anatomico per le gambe.

► **02.539.00R**

Dim: 55 x 180 x 58/86 H cm

*Gynaecological couch with electric variable height
Epoxy painted sheet steel. Adjustable backrest and leg section. Upholstered top with washable plastic material. Adjustable feet. Electric variable height.

*Divan gynécologique avec hauteur variable électrique
Structure en acier émaillé. Relève-buste et jambes réglable. Matelas rembourré avec revêtement lavable. Avec pieds réglables. Hauteur variable électrique.

*Lettino ginecologico con altezza variabile elettrica
Struttura in acciaio verniciato. Schienale e poggia gambe regolabili. Materasso imbottito con rivestimento lavabile. Con piedini regolabili. Altezza variabile elettronicamente.

► **02.539.10R**

Variable height by hydraulic pump / Hauteur variable par pompe hydraulique / Altezza variabile tramite pompa idraulica



Colors / Couleurs / Colori





Colors / Couleurs / Colori



► 02.539.00

Dim: 60 x 180 x 58/86 H cm

*Gynaecological couch with electric variable height. Frame made in epoxy painted sheet steel. Adjustable backrest and leg sections with anatomical leg-holders. Upholstered top with washable plastic material. Electric variable height. With adjustable feet.

*Divan gynécologique avec hauteur variable électrique. Construction en acier émaillé. Réleve-buste et jambes réglable avec appui-jambes anatomiques. Matelas rembourré avec revêtement lavable. Hauteur variable électrique. Avec pieds réglables.

*Lettino ginecologico con altezza variabile elettrica. Struttura in acciaio verniciato. Schienale e poggia gambe regolabili con supporto anatomico per le gambe. Materasso imbottito con rivestimento lavabile. Con piedini regolabili. Altezza variabile elettronicamente.

► 02.539.10

Variable height by hydraulic pump / Hauteur variable par pompe hydraulique / Altezza variabile tramite pompa idraulica



Dim: 182 x 68 x 57/98 H cm

Colors / Couleurs / Colori



► 3XL37P

*Painted steel frame. Shelf covered in washable skai. Section adjustable by 3 electric motors, adjustable leg holders. Retractable wheel kit. S.S tray for liquid.

*Cadre en acier peint. Tablette recouverte de skai lavable. Sections réglables par 3 moteurs électriques. Appui-jambes anatomiques réglables en hauteur. Kit de roues rétractables. Plateau en acier inox.

*Struttura in acciaio verniciato. Ripiano rivestito in skai lavabile. Sezioni regolabili tramite 3 motori elettrici. Cosciali anatomici regolabili in altezza. Kit ruote retrattili. Vassoio in acciaio inox.



Dim: 182 x 68 x 57/98 H cm

Colors / Couleurs / Colori



► 3XL37P/TR.RTR

*Painted steel frame. Shelf covered in washable skai. Section adjustable by 4 electric motors, adjustable leg holders. Retractable wheel kit. S.S tray for liquid. With trendelenburg.

*Cadre en acier peint. Tablette recouverte de skai lavable. Sections réglables par 4 moteurs électriques. Appui-jambes anatomiques réglables en hauteur. Kit de roues rétractables. Plateau en acier inox. Avec trendelenburg.

*Struttura in acciaio verniciato. Ripiano rivestito in skai lavabile. Sezioni regolabili tramite 4 motori elettrici. Cosciali anatomici regolabili in altezza. Kit ruote retrattili. Vassoio in acciaio inox. Con trendelenburg.



► 3XL37PRO

Dim: 166 x 68 x 52/94 H cm

*Electric gynaecological couch with variable height and trendelenburg. Painted steel frame. Shelf covered in washable skai. Sections adjustable by 4 electric motors operated by remote control, adjustable leg holders. Retractable wheel kit. S.S bowls for liquid. With paper roll holder.

*Divan gynécologique électrique avec hauteur variable et trendelenburg. Cadre en acier peint. Tablette recouverte de skai lavable. sections réglables par 4 moteurs électriques. Appui-jambes anatomiques réglables en hauteur. Kit de roues rétractables. Cuvette en acier inox. Avec porte rouleau.

*Lettino ginecologico elettrico con altezza variabile e trendelenburg. Struttura in acciaio verniciato. Ripiano rivestito in skai lavabile. Sezioni regolabili tramite 4 motori elettrici azionabili con un telecomando. Cosciali anatomici regolabili in altezza. Kit ruote retrattili. Bacinella in acciaio inox. Fornito con porta rotolo.

Colors / Couleurs / Colori





02.2852.00

•Delivery bed
With padded shoulder rest, handgrips.
Manufactured in chrome plated steel tube.
Three sections with independent controls
and pelvic trendelenburg position (0-25°).
Top is upholstered with washable plastic
material flame retardant. Adjustable leg
holders.

•Table d'accouchement
Avec epaulières rembourrées et poignées
de maintien. Structure en acier chromé.
3 sections indépendantes: relève-buste, assise
et jambière. Avec position de trendelenburg
pelvien (0-25°). Matelas rembourré avec
revêtement lavable anti-feu. Appui-jambes
anatomiques réglables en hauteur.

02.2851.00

•Without shoulder rest and handgrips
•Sans epaulières et poignées de maintien
•Fornito senza reggispallo e maniglie



Dim: 55 x 180 x 80 H cm

•Letto parto
Fornito con spalle imbottite e maniglie
laterali. Struttura in acciaio cromato.
Tre sezioni indipendenti: alzatesta, poggia
gambe e posizione trendelenburg pelvico
(0-25°). Materassi imbottiti con
rivestimento ignifugo e lavabile.
Cosciali anatomici regolabili in altezza.



02.2858.00

•Delivery bed
Made of stainless steel tube. Third section sliding under the seat. Top is
upholstered with washable and flame retardant plastic material. Complete
with s.s. bowl and two adjustable leg holders. 02.2858.01 Epoxy painted tube.

•Table d'accouchement
Structure en tube d'acier inox. Troisième section coulissant sous la siège.
Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu. Appui-jambes
anatomiques réglables et 1 cuvette inox. 02.2858.01 Epoxy painted tube.

•Letto parto
Struttura in acciaio inox. Terza sezione scorrevole sotto il sedile. Materassi
imbottiti con rivestimento ignifugo e lavabile. Cosciali anatomici regolabili.
Bacinella in acciaio inox. 02.2858.01 Struttura in acciaio verniciato.

Dim: 80 x 180 x 80 H cm

02.2858.00TRG

Delivery bed with Trendelenburg / Table d'accouchement
avec Trendelenburg / Letto parto con Trendelenburg



02.2861.10

Dim: Section 1: 80 x 120 x 80cm
Section 2: 76 x 60 x 80cm.

•Delivery bed
Backrest adjustable by crank. Made of epoxy coated steel tube. Section:
body section mounted on four rubber feet and leg section mounted on four
100mm diam. castors, two of which with brake. Two adjustable leg holders

•Table d'accouchement
Relève-buste réglable par crémaillère. Structure en tube d'acier époxy.
2 sections indépendantes: couchage sur piètement fixe et jambière mobile
sur roulettes 100mm diam., dont deux avec freins. Appui-jambes réglables.

•Letto parto
Schienale regolabile tramite cremagliera. Struttura in acciaio verniciato.
Due sezioni indipendenti: schienale su base fissa e poggia gambe montato
su 4 ruote 100mm diam., 2 con freno. Cosciali regolabili.

02.2861.00

Delivery bed without backrest / Table d'accouchement sans Relève-buste /
Letto parto senza alzatesta





► **02.2860.00**

Dim: 80 x 180 x 80 H cm

• **Delivery bed**
Epoxy painted tube. With pelvic trendelenburg position (0-25°). Mounted on 4 adjustable rubber feet. Back section and pelvic section adjustable by rack. Patient hand grips, removable bowl and knee crutches holder welded to the frame.

• **Table d'accouchement**
Structure en tube d'acier époxy. position de trendelenburg pelvien (0-25°). Monté sur 4 pieds réglables. Relève-buste et assise réglable par crémaillère. Poignées de maintien. Appui-jambes réglables en largeur et hauteur. Une cuvette escamotable.

• **Letto parto**
Struttura d'acciaio verniciato. Con posizione trendelenburg pelvico (0-25°). Sedile regolabile tramite cremagliera. Maniglie laterali. Poggiambracci regolabili in altezza. Bacinella a scomparsa in acciaio inox. Montato su 4 piedini regolabili.



► **02.2857.00**

Dim: 90 x 160/200 x 65/88 H cm

• **Delivery bed**
Epoxy painted steel tube. Anatomical leg rest. Variable height adjustable by hydraulic pedal. Back section adjustable by rack. Supplied with pelvic trendelenburg position (0-25°) adjustable by rack. Fixed mattresses covered by washable and flame retardant leatherette. S.S bowls for liquid.

• **Table d'accouchement**
Structure en tube d'acier époxy. Repose-jambes anatomique. Hauteur réglable par pédale hydraulique. Relève-buste réglable à crémaillère. Fourni avec position trendelenburg pelvique (0-25°) réglable à crémaillère. Matelas fixes lavable et ignifuge. Cuvette en acier inox coulissant sous le siège.

• **Letto parto**
Struttura in acciaio verniciato. Poggia gambe anatomico regolabile. Altezza variabile tramite pompa idraulica. Schienale regolabile con cremagliera. Fornito con trendelenburg pelvico (0-25°) regolabile con cremagliera. Materassi con rivestimento ignifugo e lavabile. Bacinella in acciaio inox.

► **02.2857.00TRG**

Delivery bed with Trendelenburg / Table d'accouchement avec Trendelenburg / Letto parto con Trendelenburg



► **02.2862.00**

Dim: 80 x 180 x 80 H cm

• **Delivery bed**
Epoxy coated steel square tube. Foot section mounted on rails sliding under the main frame. Adjustments of backrest by rack. With pelvic trendelenburg position (0-25°). Stainless steel sliding bowl. Height-adjustable leg supports.

• **Table d'accouchement**
Structure en tube d'acier époxy. Jambière escamotable sous le châssis principal par glissières. Relève-buste à crémaillère. Avec position de trendelenburg pelvien (0-25°). Cuvette en acier inox coulissant sous le siège. Appui-jambes réglables en hauteur.

• **Letto parto**
Struttura in acciaio verniciato. Sezione poggia gambe scorrevole sotto il sedile. Alzatesta regolabile tramite cremagliera. Posizione trendelenburg pelvico (0-25°). Bacinella in acciaio inox sotto il sedile. Cosciali anatomici regolabili in altezza.



*All removable mattresses
*Tous matelas amovibles
*Tutti i materassi sono removibili



Dim: 90 x 160/200 x 64/88 H cm

02.2863.00

*Delivery bed
Epoxy painted steel tube, supplied with comfortable anatomical adjustable leg rest. Foldable side rails. Mounted on 4x125 mm castors, 2 with brakes. Variable height adjustable by hydraulic pedal. Back section adjustable by rack. Trendelenburg and reverse Trendelenburg position (0-15°) adjustable by gas pump.

*Table d'accouchement
En acier peint en époxy. Repose-jambes anatomique confortable réglable. Barrières latérales escamotables. Monté sur roulettes 4x125 mm, 2 avec freins. Hauteur variable par pédale hydraulique. Relève-buste réglable par crémaillère. Position de Trendelenburg et Trendelenburg inversé (0-15°) réglable par pompe à gaz.

*Letto parto
Struttura in tubolare d'acciaio verniciato. Poggiagambe anatomico. Spondine laterali a scomparsa. Montato su 4 ruote da 125 mm, 2 con freno. Altezza variabile tramite pompa idraulica. Schienale regolabile con cremagliera. Posizione Trendelenburg e anti Trendelenburg (0-15°) regolabile tramite pompa a gas. Cuscini anatomici regolabili in altezza.

02.2863.00E

Delivery bed with Electric variable height / Table d'accouchement avec Hauteur variable électrique / Letto parto con altezza variabile elettrica



C110801

*Side handles
*Poignées latérales
*Maniglie laterali



02.2856.05

*Pair of leg holders
*Paire de appui-jambes
*Coppia di poggia gambe



02.359.15

*Pair of leg holders
*Paire de appui-jambes
*Coppia di poggia gambe



02.359.05

*Leg holders anatomical
*Appui-jambes anatomique
*Poggia gambe anatomici



02.2851.03

*Heel stirrups
*Tallonnière
*Talloniere



C110803

*Pair of shoulder rest
*Paire de épaulières
*Coppia di spalliere per lettini



C110083

*Epoxy painted foldable side rails
*Rails latéraux pliables en acier époxy
*Sponde laterali pieghevoli in acciaio verniciato



C110804

*Steel basket
*Panier
*Cestino porta oggetti



Dimming control
Variateur d'intensité
Regolatore d'intensità



*Examination lamp
Examination lamp supplied on Epoxy painted steel base with 5 castors. WITH BATTERY

*Lampe d'examen
Lampe d'examen fournie sur une base en acier époxy avec 5 roulettes. AVEC BATTERIE



*Lampada da visita
Lampada da visita fornita su una base in acciaio verniciato con 5 ruote. CON BATTERIA

► **02.720.00** Halogen lamp / Lampe halogène / Lampada alogena

► **02.721.00** LED lamp / Lampe LED / Lampada a LED

Technical parameters / Paramètres techniques / Specifiche tecniche

Code	02.720.00	02.721.00
Light intensity / Intensité lumineuse / intensità della luce	20,000 Lux @0.4m 5,000 Lux @1m	30,000 Lux @0.4m 5,000 Lux @1m
Colour temp. / Temp. de couleur / Temp. del colore	3800 °K (±200 °K)	4000 °K (±200 °K)
Total irradiance / total des irradiance / Irradiazione totale	380W/m ²	380W/m ²
Lamp head Ø / Ø de la lampe / Ø della lampada	75 mm	75 mm
Service life / Durée de la lampe / Autonomia	≥2000 h	≥20000 h
Battery operating / Avec batterie / Batteria	✓	✓
Power of bulb / Puissance de l'ampoule / Potenza della lampadina	12V/35W	12V/7W
Power supply / Alimentation / Alimentazione	AC220-50Hz	AC220-50Hz



► 02.724.00

*Examination lamp
LED examination light, supplied on plastic base with 5 castors.

*Lampe d'examen
Lampe d'examen LED fournie sur une base en plastique avec 5 roulettes.

*Lampe da visita
Lampada da visita LED fornita su una base in plastica con 5 ruote.

Light intensity
30000 lux 1m
Service life
≥30.000 h
Power supply
175/250V 50/60Hz



► 02.733.00

*Examination lamp
Chrome plated steel tube. Foldable stainless steel base with 5 castors.

*Lampe d'examen
Tube d'acier chromé. Piètement démontable en acier inoxydable avec 5 roulettes.

*Lampe da visita
Tubo in acciaio cromato. Base smontabile in acciaio inox con 5 ruote



► 02.738.00

*Examination lamp
LED light with adjustable arm. Epoxy painted steel base with 5 castors.

*Lampe d'examen
Lampe LED avec bras réglable, avec base en acier époxy avec 5 roulettes.

*Lampe da visita
Lampada a LED con braccio regolabile. Base in acciaio verniciato, con 5 ruote

► 02.738.00H

Halogen lamp
Lampe halogène
Lampada alogena



► 02.742.00

*Operating lamp
Operating LED lamp with adjustable light intensity.

*Lampe d'opération
Lampe d'opération LED avec réglage de l'intensité lumineuse.

*Lampada operatoria
Lampada operatoria a LED con intensità luminosa regolabile



► 02.745.00

*Operating lamp
Operating lamp with adjustable light intensity. Supplied with integrated rechargeable battery for operation without mains electricity.

*Lampe opératoire
Lampe d'opération avec intensité lumineuse réglable. Fourni avec une batterie rechargeable intégrée pour opération sans électricité.

*Lampada operatoria
Lampada operatoria con intensità luminosa regolabile. Fornito con una batteria ricaricabile integrata per il funzionamento senza elettricità.

Light intensity / Intensité lumineuse / Int. della luce ≥60,000Lux
Colour temp. / Temp. de couleur / Temp. del colore 4800K±300K
Head diameter / Diamètre tête / Diametro testa 150 mm
Voltage / Tension / Voltaggio 240V - 50/60 Hz

Light intensity / Intensité lumineuse / Int. della luce ≥60,000Lux
Colour temp. / Temp. de couleur / Temp. del colore 3,700±500K
Voltage / Tension / Voltaggio 220V - 50Hz
Battery life / Autonomie / Autonomia batteria ≥3 hours



•Operating halogen lamp
Operating halogen light with flexible
Ø 800mm employable supporting frame,
meet requirements of all kinds of hospital.

•Lampe d'opération halogène
Lampe d'opération halogène avec le cadre
soutenant employable Ø 800mm flexible,
répond aux conditions de toutes sortes
d'hôpital.

•Lampada operatoria alogena
Lampada operatoria alogena con telaio
di supporto flessibile Ø 800 mm,
soddisfa i requisiti di tutti i tipi di ospedali.

► FL500

Without battery / Sans batterie/ Senza
batteria

► FL500B

With battery / Avec batterie/ Con
batteria



•Operating LED lamp
Operating LED light with flexible Ø
800mm employable supporting frame,
meets requirements of all kinds of hospital.

•Lampe d'opération LED
Lampe d'opération LED avec le cadre
soutenant employable Ø 800mm flexible,
répond aux conditions de toutes sortes
d'hôpital

•Lampada operatoria LED
Lampada operatoria a LED con telaio
di supporto flessibile Ø 800 mm,
soddisfa i requisiti di tutti i tipi di ospedali.

► FL500LED

Without battery / Sans batterie/ Senza
batteria

► FL500BLED

With battery / Avec batterie/ Con
batteria

Light intensity / Intensité lumineuse / Int. della luce 40,000-90,000
Colour temp. / Temp. de couleur / Temp. del colore 4500k±500k
Power / Alimentation / Alimentazione 150W

Light intensity / Intensité lumineuse / Int. della luce 100,000
Colour temp. / Temp. de couleur / Temp. del colore 4500k±500k
LED Power / Alimentation / Alimentazione 54W



► FLE500AS

•LED Surgical light
All aluminium alloy body for a longer
service time. Multiple LED bulbs
insuring a perfect shadowless rate and a
cold theater. Scientific head shape for best
laminar flow air clean system. LCD touch
screen sensitive and stable to adjust.
Convenience illumination, colour
temperature, colour rendering index,
light spot or camera focus (option).



► FLE700A

•Eclairage opératoire LED
Corps en alliage d'aluminium pour une durée
de vie plus longue. Combinaison d'ampoules
LED assurant un éclairage optimal sans
augmentation de température. Une forme de
coupole étudiée pour permettre un nettoyage
optimal en flux laminaire. Écran de contrôle
tactile LCD sensible et stable pour ajuster la
température de couleur, indice de rendu des
couleurs, point lumineux ou mise au point de
la caméra (en option).



•Lampade operatorie LED
Corpo in lega di alluminio. Combinazione
di lampadine a LED per garantire
un'illuminazione ottimale senza aumentare
temperatura e senza ombre. Una forma a
cupola progettata per consentire una pulizia
ottimale. Schermo touchscreen LCD
sensibile e stabile per regolare la temperatura
colore, indice di resa cromatica, punto
luminoso o fuoco della fotocamera (opzionale).

Code / Code / Codici

FLE500AS single
FLE500A double (500+700)
FLE700AS single
FLE700A double (700+700)

AVAILABLE CONF. / CONF. DISPONIBLE / CONF. DISPONIBILI

Ceiling mounted / Monté au plafond / Montaggio a soffitto
Wall mounted / Mural / Montaggio a parete
Mobile type / Type mobile / Mobile
Single or double head / Tête unique et doubles / Tetsa unica e doppia
With or without camera / Avec ou sans caméra / Con o senza fotocamera



Technical Data / Données Techniques / Specifiche Tecniche	
Trendelenburg & rev.	≥22°
Lateral tilt / Inclinaison latérale / Inclinaison laterale	≥18°
Head plate / Section tête / Sezione testa	+45°/-70°
Leg plate / Section jambes / Sezione gambe	+15°/-85°
Leg plate (Ext) / Section jambes (Ext) / Sezione gambe esterne	+90°

Accessories / Accessoires / Accessori	
Anaesthesia screen / Ecran d'anesthésie	1 pcs
Seamless rubber mattress / Matelas sans coutures	1 set
Shoulder supp./ Supp. épaule / Supp. Spalle	2 pcs
Oilcan / burette d'huile / Oliatore	1 pcs
Arm support / Support bras / Supp. braccia	2 pcs
Long fixing clamp / Pincettes fixation longues / morsetto per fissaggio	4 pcs
Body support / Support latéral / Supp. laterale	2 pcs
Fixation clamps / Pincettes fixation / Pinze fissaggio	2 pcs
Leg support / Support jambe / Supp. gambe	2 pcs
Head plate / Plateau-tête / Supp. per testa	1 pcs



FM300

• Manual hydraulic surgical table
Main controls are located on the head section and consist of two big levers that drive all table movements (TR/ RTR, chest elevation, lateral tilting). Meets all the requirements for chest, abdominal, gynaecological and obstetric, ophthalmological and otorhinolaryngological, urological, colon, rectal, and orthopaedic surgery. Base, lifting column, accessories rail and accessories are made of stainless steel, easy to clean and rustproof. Lifting column is adjustable by means of a hydraulic system. Lifting column has a central position and is studied to avoid tilting.

• Table d'opération manuelle hydraulique
Répond à toutes les exigences liées à la chirurgie thoracique, abdominale, gynécologique/obstétrique, ophthalmologique/ORL, rectale et orthopédique. Fabriquée en matériaux de haute qualité et selon des technologies de précision. Ergonomique, les commandes principales, placées au niveau de la tête, contrôlent tous les mouvements de la table (Trendelenburg, Trendelenburg inversé, élévation du buste, inclinaison latérale). Base et accessoires sont en acier inox, faciles à nettoyer et anti-rouille. Sûre, les mouvements de la colonne centrale anti-basculade sont réglables par système hydraulique.

• Tavolo operatorio idraulico
Soddisfa tutti i requisiti relativi alla chirurgia toracica, addominale, ginecologica / ostetrica, oftalmologica / ORL, rettale e ortopedica. Realizzato con materiali di alta qualità e secondo tecnologie di precisione. Ergonomico, i comandi principali, posizionati a livello del poggiatesta, controllano tutti i movimenti del tavolo (TR, RTR, altezza variabile, inclinazione laterale). Base e accessori sono realizzati in acciaio inossidabile, facili da pulire e antiruggine. Sicuro, i movimenti della colonna centrale anti-ribaltamento sono regolabili dal sistema idraulico.

Dim: 50 x 200 x 76/101 H cm



Technical Data / Données Techniques / Specifiche Tecniche	
Trendelenburg & rev.	≥35°
Lateral tilt / Inclinaison latérale / Inclinaison laterale	≥20°
Head plate / Section tête / Sezione testa	+45°/-70°
Leg plate / Section jambes / Sezione gambe	+15°/-85°
Leg plate (Ext) / Section jambes (Ext) / Sezione gambe esterne	+90°

Accessories / Accessoires / Accessori	
Anaesthesia screen / Ecran d'anesthésie	1 pcs
Seamless rubber mattress / Matelas sans coutures	1 set
Shoulder supp./ Supp. épaule / Supp. Spalle	2 pcs
Oilcan / burette d'huile / Oliatore	1 pcs
Arm support / Support bras / Supp. braccia	2 pcs
Long fixing clamp / Pincettes fixation longues / morsetto per fissaggio	4 pcs
Body support / Support latéral / Supp. laterale	2 pcs
Fixation clamps / Pincettes fixation / Pinze fissaggio	2 pcs
Leg support / Support jambe / Supp. gambe	2 pcs
Head plate / Plateau-tête / Supp. per testa	1 pcs



FM500

• Manual hydraulic surgical table
OPERATING TABLE FOR FISTULA REPAIR. Main controls are located on the head section and consist of two big levers that drive all table movements (TR/ RTR, chest elevation, lateral tilting). Meets all the requirements for chest, abdominal, gynaecological and obstetric, ophthalmological and otorhinolaryngological, urological, colon, rectal, and orthopaedic surgery. Base, lifting column, accessories rail and accessories are made of stainless steel, easy to clean and rustproof. Lifting column is adjustable by means of a hydraulic system. Lifting column has a central position and is studied to avoid tilting.

• Table d'opération manuelle hydraulique
TABLE D'OPÉRATION POUR RÉPARATION DE LA FISTULE. Répond à toutes les exigences liées à la chirurgie thoracique, abdominale, gynécologique/obstétrique, ophthalmologique/ORL, rectale et orthopédique. Fabriquée en matériaux de haute qualité et selon des technologies de précision. Ergonomique, les commandes principales, placées au niveau de la tête, contrôlent tous les mouvements de la table (Trendelenburg, Trendelenburg inversé, élévation du buste, inclinaison latérale). Base et accessoires sont en acier inox, faciles à nettoyer et anti-rouille. Sûre, les mouvements de la colonne centrale anti-basculade sont réglables par système hydraulique.

• Tavolo operatorio idraulico
TAVOLO OPERATORIO PER LA RIPARAZIONE DELLA FISTOLA. Soddisfa tutti i requisiti relativi alla chirurgia toracica, addominale, ginecologica / ostetrica, oftalmologica / ORL, rettale e ortopedica. Realizzato con materiali di alta qualità e secondo tecnologie di precisione. Ergonomico, i comandi principali, posizionati a livello del poggiatesta, controllano tutti i movimenti del tavolo (TR, RTR, altezza variabile, inclinazione laterale). Base e accessori sono realizzati in acciaio inossidabile, facili da pulire e antiruggine. Sicuro, i movimenti della colonna centrale anti-ribaltamento sono regolabili dal sistema idraulico.

Dim: 50 x 200 x 76/101cm



Technical Data / Données Techniques / Specifiche Tecniche	
Trendelenburg & rev.	≥25°
Lateral tilt / Inclinaison latérale / Inclinaison laterale	≥15°
Head plate / Section tête / Sezione testa	+45°/-90°
Leg plate / Section jambes / Sezione gambe	+15°/-90°
Leg plate (Ext) / Section jambes (Ext) / Sezione gambe esterne	+90°

Accessories / Accessoires / Accessori	
Anaesthesia screen / Ecran d'anesthésie	1 pcs
Seamless rubber mattress / Matelas sans coutures	1 set
Shoulder supp. / Supp. épaule / Supp. Spalle	2 pcs
Oilcan / burette d'huile / Oliatore	1 pcs
Arm support / Support bras / Supp. braccia	2 pcs
Long fixing clamp / Pincettes fixation longues / morsetto per fissaggio	4 pcs
Body support / Support latéral / Supp. laterale	2 pcs
Fixation clamps / Pincettes fixation / Pinze fissaggio	2 pcs
Leg support / Support jambe / Supp. gambe	2 pcs
Head plate / Plateau-tête / Supp. per testa	1 pcs



FE300

•Electric surgical table
The movements of the table (TR/RTR, chest elevation, lateral tilting) can be controlled by means of a remote control. Meets all the requirements for surgery thoracic, abdominal, gynecological and obstetrics, ophthalmology and otorhinolaryngology, urological, colon, rectal and orthopedic surgery. Maintenance-free rechargeable batteries with capacity for about a week use in the operating room. The base, supporting column, accessories' fixation device and the accessories are made of S.S., easy to clean and rust-proof. The electric pillar is centrally located and is tested to prevent tipping. Seamless mattress in memory foam.

•Table d'opération Electrique
Répond à toutes les exigences liées à la chirurgie thoracique, abdominale, gynécologique/obstétrique, ophtalmologique /ORL, urologie, rectale et orthopédique. Ergonomique, la télécommande contrôle tous les mouvements à assistance électrique de la table (Trendelenburg, Anti-Trendelenburg, élévation du buste, inclinaison latérale). Base et accessoires sont en acier inox, faciles à nettoyer et anti-ruggine. Efficace, les batteries rechargeables sans entretien ont une capacité d'utilisation d'une semaine en salle d'opération. Matelas en mousse à mémoire de forme, sans coutures pour une hygiène renforcée.

•Tavolo operatorio elettrico
Soddisfa tutti i requisiti relativi alla chirurgia toracica, addominale, ginecologica/ ostetrica, oftalmica/ ORL, urologia, rettale e ortopedica. Ergonomico, il telecomando controlla tutti i movimenti elettricamente assistiti del tavolo (Trendelenburg, Anti-Trendelenburg, sollevamento del torace, inclinazione laterale). Base e accessori sono realizzati in acciaio inossidabile, facili da pulire e antiruggine. Le batterie ricaricabili efficienti e senza manutenzione hanno una capacità di una settimana in sala operatoria. Materasso memory foam, senza cuciture per una maggiore igiene.

Dim: 55 x 200 x 70/100 H cm



Dim: 50 x 150 x 89/116 H cm



02.2900.00

•Veterinary surgical table
Table in stainless steel AISI 304. Hydraulic cylinder, foot control. Double V shaped plan with stainless steel liquid collection system and removable PVC bowl. Procline / manual declivity. Adjustable feet.

•Table d'opération vétérinaire
Table en acier inox AISI 304. Vérin hydraulique, commande au pied. Double plan en V avec système de réception des liquides en acier inox et cuvette PVC amovible. Procline/déclive manuelle. Base avec pieds réglables.

•Tavolo operatorio veterinario
Tavolo in acciaio inox AISI 304. Cilindro idraulico, comando a pedale. Doppio piano a V con sistema di ricezione del liquido in acciaio inox e vasca estraibile in PVC. Inclinazione manuale. Base con piedini regolabili.



02.2901.00

•Veterinary table
Veterinary table in stainless steel AISI 304. Adjustable feet.

•Table vétérinaire
Table vétérinaire en acier inox AISI 304. Base avec pieds réglables.

•Tavolo veterinario
Tavolo in acciaio inox AISI 304. Base con piedini regolabili.

Dim: 60 x 130 x 89 H cm



02.2902.00

•Laboratory table
Table in Stainless steel AISI 304. Adjustable feet.

•Table de laboratoire
Table en acier inox AISI 304. Base avec pieds réglables.

•Tavolo da laboratorio
Tavolo in acciaio inox AISI 304. Base con piedini regolabili.

Dim: 250 x 80 x 92 H cm



▶ OTTO01

Mixed decimal 3 mt /
Decimale mista 3 mt

*Optotype
Wall-mounting. Acrylic screen. Steel
enameled structure. Back-light.
Dimension: 31x68 (cm) weight 6,3Kg



▶ OTTO02

Mixed decimal 5 mt /
Decimale mista 5 mt

*Échelle d'acuité
Montage mural. Écran acrylique. Bâti en acier
émaillé époxy. Rétroéclairage.
Dimension: 31x68 (cm) poids 6,3Kg



▶ OTTO03

Monoyer 3 mt



▶ OTTO04

Armagnac 5 mt

*Ottotipi
Montaggio a parete. Schermo in acrilico.
Telaio in acciaio verniciato. Retroilluminazione.
Dimensione: 31x68 (cm) peso 6,3Kg



▶ OTTO05

Child / Enfant / Bambino 3 mt



▶ OTTO11

Mixed decimal 3 mt /
Decimale mista 3 mt

*Screen
Wall-mounting. Acrylic screen.
Dimension 24x62 (cm) weight 750g



▶ OTTO12

Mixed decimal 5 mt /
Decimale mista 5 mt

*Écran
Montage mural. Écran acrylique.
Dimension 24x62 (cm) poids 750g



▶ OTTO13


Monoyer 3 mt



▶ OTTO14

Armagnac 5 mt

*Schermo
Montaggio a parete. Schermo in acrilico.
Dimensione 24x62 (cm) peso 750g



▶ OTTO15

Child / Enfant / Bambino 3 mt



*X-ray film viewers
Wall model.
Enamelled sheet
steel. Fluorescent cold
light. Unbreakable
white monochromatic
diffuser with
supporting device.

*Négatoscope
Modèle mural.
Acier émaillé.
Lumière froide
fluorescente.
Diffuseur blanc
monochromatique.
Incassable.

*Negativoscopi
Modello da parete
in acciaio verniciato.
Luce fredda
fluorescente.
Diffusore bianco
monocromatico.
Infrangibile.



*LED thin x-ray
film viewer
Frame made of
aluminum alloy and
plastic. LED light.
Wall-mounting.

*Négatoscope LED
ultra mince
Cadre en alliage
d'aluminium et
plastique
Lumière à LED.
Montage mural.

*Negativoscopi a
LED
Modello da parete
in alluminio e
plastica.
Illuminazione LED.

Dimensions / Dimension / Dimensioni

02.040.00 38,5 x 43,5 x 12 cm
02.080.00 77 x 43,5 x 12 cm
02.120.00 120 x 43,5 x 12 cm
02.160.00 154 x 43,5 x 12 cm

Dimensions / Dimension / Dimensioni

Without light regulator
Sans régulateur de lumière
Senza regolatore per la luce
02.041.00 47 x 54,5 x 2,4 cm
02.081.00 83 x 54,5 x 2,4 cm

With light regulator
Avec régulateur de lumière
Con regolatore per la luce
02.041.10 47 x 54,5 x 2,4 cm
02.081.10 83 x 54,5 x 2,4 cm



► **02.690.00**

*Infusion pump stand
Chromed steel frame.
Aluminium base. 4 chrome
steel hooks. Weight for
base. Height 180/240 cm.

*Porte-pompe à infusion
Tube d'acier chromé.
Piètement en aluminium.
4 crochets en acier
chromé. Poids pour base.
Hauteur 180/240 cm.

*Asta per infusione
Tubo in acciaio cromato.
Base in alluminio, 4 grucce
in acciaio cromato.
Peso per base.
Altezza 180/240 cm.

Ø 60 cm



► **02.694.13**


*IV.Stand
Stainless steel tube.
Plastic base.
4 plastic hooks.
Height 120/200 cm.

*Pied à sérum
Tube d'acier inox.
Piètement en plastique.
4 crochets en plastique.
Hauteur 120/200 cm.

*Asta porta flebo
Tubo in acciaio inox.
Base in plastica.
4 grucce in plastica.
Altezza 120/200 cm.

02.694.14 4 Stainless
steel hooks / 4 crochets
en acier inox / 4 grucce
in acciaio inox.

Ø 58 cm



► **02.694.61**

*IV.Stand
Stainless steel tube.
Stainless steel base.
4 Stainless steel hooks.
Height 120/200 cm.

*Pied à sérum
Tube d'acier inox.
Piètement en acier inox.
4 crochets en acier inox.
Hauteur 120/200 cm.

*Asta porta flebo
Tubo in acciaio inox.
Base in acciaio inox.
4 grucce in acciaio inox.
Altezza 120/200 cm.

02.694.60 4 plastic hooks.
/ 4 crochets en plastique /
4 grucce in plastica.

02.694.81 With 5
antistatic castors / Avec
5 roulettes antistatiques /
Con 5 ruote antistatiche

Dim.:
2 cm x
1,5 mm

Dim.:
2,5 cm
x 1,5
mm

Ø 56 cm



► **02.694.61A**

*IV.Stand
Stainless steel tube.
Stainless steel base.
4 Stainless steel hooks.
Height 120/200 cm.

*Pied à sérum
Tube d'acier inox.
Piètement en acier inox.
4 crochets en acier inox.
Hauteur 120/200 cm.

*Asta porta flebo
Tubo in acciaio inox.
Base in acciaio inox.
4 grucce in acciaio inox.
Altezza 120/200 cm.

02.694.13A Stainless steel
base / Piètement en
plastique / Base in plastica



► **02.694.80**

*IV.Stand
Stainless steel tube.
Aluminium base.
4 Stainless steel hooks.
Height 120/200 cm.

*Pied à sérum
Tube d'acier inox.
Piètement en aluminium.
4 crochets en acier inox.
Hauteur 120/200 cm.

*Asta porta flebo
Tubo in acciaio inox.
Base in alluminio.
4 grucce in acciaio inox.
Altezza 120/200 cm.

Ø 60 cm



► **RPS 02**

*Castors, 6 cm. Height
adjustable by hand and
foot pedal: 44 to 58 cm.
Capacity: 200 kg. 5
antistatic castors.

*Roulettes de 6 cm.
Hauteur réglable par
mains et pédale: 44 à 58
cm. Capacité: 200 kg. 5
roues antistatiques.

*Ruote da 6 cm. Altezza
regolabile tramite maniglie
e pedale: da 44 a 58 cm.
Capacità: 200 kg. 5 ruote
antistatiche.



► **RPS 05**

*With backrest.
*Avec dossier réglable.
*Con schienale regolabile.
49 - 61 cm H



► **02.900.00**

*Revolving stool
Stainless steel stool.
Plastic base with 5
casters ø 50mm.

*Tabouret tournant
Siege en acier inox.
Piètement en plastique
avec roulette ø 50mm

*Sgabello
Seduta in acciaio inox.
Base in plastica con
ruote da ø 50mm

Dim: 48/65 H cm

Ø 56 cm



► **02.903.00**

*Revolving stool
Plastic base. 5 casters ø
50mm. Variable height
by gas pump 40/54cm

*Tabouret tournant
Piètement en plastique
5 roulettes ø 50mm
Hauteur variable par
pompe à gaz 40/54cm

*Sgabello
Base in plastica. 5 ruote
da ø 50mm, altezza
variabile con pompa a
gas 40/54cm

Ø 58 cm

ON REQUEST
02.907.20



► **02.907.00**

*Saddle stool
Aluminium base.
Footrest. 5 casters
ø 50mm. Variable height
by gas pump 65/85cm.

*Tabouret selle
Piètement en aluminium
Repose-pieds. Roulettes
ø 50mm. Hauteur variable
par pompe à gaz 65/85cm.

*Sgabello a sella
Base in alluminio. Poggia-
piedi. ruote da ø 50mm.
Altezza variabile con
pompa a gas 65/85cm.

Ø 65 cm

02.901.00 With gas pump / Avec pompe à gaz /
Con pompa a gas (50 / 70 cm H)



*Trolley
Made of S.S. 18/10. Shelves with upstands. $\varnothing$ 80 mm casters.

*Chariot
Acier inox 18/10. Plateaux à bords relevés. Roulettes $\varnothing$ 80 mm.

*Carrello
Acciaio inox 18/10. Ripiani con bordo rialzato. Ruote $\varnothing$ 80 mm.

2 Shelves / 2 plateaux / 2 ripiani
02.866.01 60 x 40 x 80 H (cm)
02.867.01 70 x 50 x 80 H (cm)
02.868.01 90 x 60 x 80 H (cm)

3 Shelves / 3 plateaux / 3 ripiani
02.869.01 70 x 50 x 80 H (cm)



*Lancart Trolley
Made of S.S. tube. $\varnothing$ 80mm casters.

*Chariot lancart
Acier inox. Roulettes $\varnothing$ 80mm.

*Carrello lancart
Acciaio inox. Ruote da $\varnothing$ 80mm.

2 Shelves / 2 plateaux / 2 ripiani
02.871.00 60 x 40 x 80 H (cm)
02.872.00 70 x 50 x 80 H (cm)
02.873.00 90 x 60 x 80 H (cm)

3 Shelves / 3 plateaux / 3 ripiani
02.871.01 60 x 40 x 80 H (cm)
02.872.01 70 x 50 x 80 H (cm)

Side rail / Barr. latéral / Ringhieri
02.874.00 60 x 40 x 80 H (cm)



02.1050.01

*Trolley
S.S. 18/10. Shelves with upstands. With drawer and S.S. bowl $\varnothing$ 30 cm. $\varnothing$ 80 mm casters.

*Chariot
Acier inox. Plateaux à bords relevés. Avec tiroir et cuvette inox $\varnothing$ 30 cm. Roulettes $\varnothing$ 80 mm.

*Carrello
Acciaio inox 18/10. Ripiani con bordo rialzato. Cassetto. Bacinella in inox $\varnothing$ 30cm. Ruote $\varnothing$ 80 mm.

Dim: 70 x 50 x 80cm

02.1051.01 With 2 drawers / Avec 2 tiroirs / Con 2 cassetti



02.863.01

*Trolley
S.S. 18/10. Shelves with upstands. S.S. bottle holders, trash can, and bowl $\varnothing$ 30cm. $\varnothing$ 80 mm casters.

*Chariot
Acier inox 18/10. Plateaux à bords relevés. Porte-flacons, poubelle et cuvette en inox $\varnothing$ 30cm. Roulettes $\varnothing$ 80 mm.

*Carrello
Acciaio inox 18/10. Ripiani con bordo rialzato. Portabottiglie, pattumiera e bacinella in inox $\varnothing$ 30cm. Ruote $\varnothing$ 80 mm

Dim: 90 x 60 x 80cm



*Trolley
Glazed S.S. AISI 304. Removable shelves and raised edges.

*Chariot
Acier inox AISI 304 satiné. Plateaux amovibles à bords relevés.

*Carrello
In acciaio inox AISI 304 satinato. Ripiani removibili e bordi rialzati.

2 Shelves / 2 plateaux / 2 ripiani
02.6026 60 x 40 x 81 Hcm
02.6028 80 x 50 x 83,5 Hcm
02.6030 90 x 60 x 83,5 Hcm
02.6032 110 x 70 x 87 Hcm

Castors / Roues / Ruote
02.6026 $\varnothing$ 80
02.6028 $\varnothing$ 100
02.6030 $\varnothing$ 100
02.6032 $\varnothing$ 125



*Trolley
Glazed S.S. AISI 304. Removable shelves and raised edges.

*Chariot
Acier inox AISI 304 satiné. Plateaux amovibles à bords relevés.

*Carrello
Acciaio inox 18/10. Ripiani con bordo rialzato. Ruote $\varnothing$ 80 mm.

3 Shelves / 3 plateaux / 3 ripiani
02.6027 60 x 40 x 81 Hcm
02.6029 80 x 50 x 83,5 Hcm
02.6031 90 x 60 x 83,5 Hcm
02.6033 110 x 70 x 87 Hcm

Castors / Roues / Ruote
02.6027 $\varnothing$ 80
02.6029 $\varnothing$ 100
02.6031 $\varnothing$ 100
02.6033 $\varnothing$ 125



02.6106

*Trolley
S.S. 18/10. Push handle. With 2 shelves and 2 drawers. $\varnothing$ 125mm casters

*Chariot
Acier inox. Poignée. 2 plateaux et 2 tiroirs. Roulettes $\varnothing$ 125mm.

*Carrello
Acciaio inox 18/10. Maniglia di spinta. 2 ripiani e 2 cassetti. Ruote da $\varnothing$ 125mm.

Dim: 85 x 55 x 87 cm



02.6107

*Trolley
S.S. 18/10. Top shelf with upstands on four sides. Push handles. With 2 shelves and 3 drawers. $\varnothing$ 125mm casters.

*Chariot
Acier inox. Plateau supérieur avec galeries. Poignées. 2 plateaux et 3 tiroirs. Roulettes $\varnothing$ 125mm.

*Carrello
Acciaio inox 18/10. Ripiani superiori con ringhieri. Maniglie di spinta. 2 ripiani e 3 cassetti. ruote da $\varnothing$ 125mm.

Dim: 85 x 55 x 87 cm



► **02.860.00**

- Trolley
Aluminium frame. Plastic laminated removable shelves. Mounted on ø 80mm castors.
 - Chariot
Aluminium. Plateaux amovibles en laminé plastique. Monté sur roulettes ø 80mm.
 - Carrello
Alluminio. Ripiani amovibili in laminato plastico. Montato su ruote ø 80mm.
- 02.860.10**
Wti drawer / Avec tiroir / Con cassetto

Dim: 60 x 40 x 81cm



► **02.6051**

- Ward Cart
Light alloy frame with laminated plastic shelf. With 2 shelves and 1 large drawer. ø 80mm castors.
 - Chariot de soins
En alliage léger avec plateau en plastique stratifié, 2 plateaux et 1 grand tiroir. Roulettes ø 80mm.
 - Carrello di servizio
Struttura in lega leggera con vassoio in plastica laminata, 2 vassoi e 1 grande cassetto. Ruote da ø 80mm.
- 02.6103** With 2 drawers / Avec 2 tiroirs / 2 cassetti

Dim: 45 x 65 x 80cm



► **02.6006**

- Ward Cart
Light alloy frame with laminated plastic shelf. 6 drawers. ø 80mm castors.
- Chariot de soins
En alliage léger avec plateau en plastique stratifié, 6 tiroirs. Roulettes ø 80mm.
- Carrello di servizio
In lega leggera con piano in plastica laminata, 6 cassetti. Ruote da ø 80mm.

Dim: 55 x 85 x 87cm



► **02.6007**

- Ward Cart
Light alloy frame with laminated plastic shelf. 2 drawers and cupboard with 2 doors.
- Chariot de soins
En alliage léger avec plateau en plastique stratifié, 2 tiroirs et 1 placard avec deux portes
- Carrello di servizio
In lega leggera con piano in plastica laminata, 2 cassetti e armadietto con 2 ante.

Dim: 55 x 85 x 87cm



► **02.480.01**

- Mayo table
S.S.construction. Variable height 85/115. Casters ø 50 mm. Capacity: 25Kg
- Table de mayo
En acier inox. Hauteur réglable 85/115. Roulettes ø 50 mm. Capacité: 25Kg
- Tavolo Mayo
Acciaio inox. Altezza variabile 85/115. Ruote da ø 50 mm. Capacità: 25Kg



Dim: 45 x 65 x 85/115cm



► **02.481.00**

- Mayo table
S.S.construction. Variable height 85/115. Casters ø 50 mm. Capacity: 25Kg
- Table de mayo
En acier inox. Hauteur réglable 85/115. Roulettes ø 50 mm. Capacité: 25Kg
- Tavolo Mayo
Acciaio inox. Altezza variabile 85/115. Ruote da ø 50 mm. Capacità: 25Kg



Dim: 45 x 65 x 85/115cm



► **02.482.00**

- Mayo table
S.S.construction. Variable height 85/120. Casters ø 50 mm. Capacity: 25Kg
- Table de mayo
En acier inox. Hauteur réglable 85/120. Roulettes ø 50 mm. Capacité: 25Kg
- Tavolo Mayo
Acciaio inox. Altezza variabile 85/120. Ruote da ø 50 mm. Capacità: 25Kg



Hydraulic pump
Vérin hydraulique
Pompa idraulica

Dim: 45 x 65 x 85/120cm



► **02.484.00**

- Mayo table
S.S.construction. Variable height 85/120. Casters ø 50 mm. Capacity: 25Kg
- Table de mayo
En acier inox. Hauteur réglable 85/120. Roulettes ø 50 mm. Capacité: 25Kg
- Tavolo Mayo
Acciaio inox. Altezza variabile 85/120. Ruote da ø 50 mm. Capacità: 25Kg



Hydraulic pump
Vérin hydraulique
Pompa idraulica

Dim: 45 x 65 x 85/120cm



02.523.00

*Bowl's stand
Stainless steel tube. Variable height 70-123cm. Stainless steel bowl. ø 30 cm. Plastic base.

*Porte-cupule
Tube en acier inox. Hauteur 70-123 cm. Cupule en acier inox ø 30 cm. Piètement en plastique.

*Porta catino
Tubo d'acciaio inox. Altezza 70-123 cm. Bacinella in acciaio inox ø 30 cm. Base in plastica con ruote.

02.522.00 S.S. base / Piètement en acier inox / Base in inox



02.532.00

*Bowl's stand
Stainless steel tube. Variable height 70-123cm. 2 S.S. bowls. ø 30 cm. S.S. base with casters ø 50 mm.

*Porte-cupule
Tube en acier inox. Hauteur 70-123 cm. 2 cupules en acier inox ø 30 cm. Piètement en acier inox avec roues ø 50 mm.

*Porta catino
Tubo d'acciaio inox. Altezza 70-123 cm. 2 bacinelle in acciaio inox ø 30 cm. Base in inox con ruote ø 50 mm.

02.533.00 Plastic base / Piètement en plastique / Base in plastica



02.541.00

*Kick bucket
S.S. frame. 5 casters ø 50 mm, with bumpers.

*Bac à déchets
Acier inox. 5 roulettes ø 50 mm Pare-chocs.

*Bastardella
Acciaio inox. 5 ruote da ø 50 mm. Paracolpi.

Ø 40 cm



*Waste bin
Removable plastic inner container

*Poubelle
Seau amovible en plastique.

*Pattumiere
Secchio di plastica removibile.

Epoxy / Époxy / Verniciato

02.411.00 - 5Lt

Stainless steel / Acier inox / Acciaio inox

02.424.00 - 20Lt 02.425.00 - 12Lt



02.551.00

*Plaster bowl S.Steel.
*Cupule à plâtre en acier inox
*Secchio in acciaio inox.

Dim: ø 28,8 x 25,8H

Cap: 10 lt.



Ø 30 cm

02.535.01

*Bowl S.Steel.
*Cupule en acier inox
*Bacinella in acciaio inox.

Cap: 3,5 lt.



*Mounting step
S.S. frame.
Plastic step.

*Marchepied
Acier inox.
Marche en plastique.

*Scalotti
Accio inox.
Scalino in plastica.

02.850.01 1 step / marche / Scalino 38 x 25 x 25,5 H cm

02.851.01 2 steps / marches / Scalini 38 x 57 x 43 H cm



02.823.00

*Ward screen
Alluminium frame. Adjustable length: 100/200 cm. Washable and flame retardant fabric.

*Paravent
Aluminium Longueur réglable: 100/200 cm. Rideau en tissu anti-feu et lavables.

*Paraventi
Alluminio. Lungh. regolabile: 100/200 cm. Tenda in tessuto ignifugo e lavabile

Dim: 210 x 160 h cm.



02.825.00

*Ward screen
Chromed steel tube.
Fireproof and washable plastic curtains.
Casters ø 50mm

*Paravent
Tube d'acier chromé.
Rideaux en plastique anti-feu et lavables.
Roulettes ø 50mm.

*Paravento
Tubo in acciaio cromato.
Tende in plastica ignifughe e lavabili.
Ruote da 50 mm.



02.825.01

*Ward screen
Epoxy painted steel tube.
Fireproof and washable plastic curtains.
Casters ø 50mm

*Paravent
Tube d'acier epoxy.
Rideaux en plastique anti-feu et lavables.
Roulettes ø 50mm.

*Paravento
Tubo in acciaio verniciato.
Tende in plastica ignifughe e lavabili.
Ruote da 50 mm.

02.824.00 2 panels / panneaux / pannelli 97x50x170 H cm
02.825.00 3 panels / panneaux / pannelli 144x50x170 H cm
02.826.00 4 panels / panneaux / pannelli 191x50x170 H cm

02.824.01 2 panels / panneaux / pannelli 100x50x180 H cm
02.825.01 3 panels / panneaux / pannelli 150x50x180 H cm
02.826.01 4 panels / panneaux / pannelli 200x50x180 H cm



Dim: 42 x 42 x 80 H cm

Castors available on demand
Roulettes disponibles sur demande
Ruote disponibili su richiesta

► C130106.10

- Bedside locker
Painted steel sheet. Top made of ABS plastic with raised edges. Door and front of the drawer are made of edged chipboard. 4 feet.
- Table de chevet
Bâti de tôle d'acier peinte. Plateau supérieur en ABS avec bords relevés. Porte et façade tiroir fabriqués en aggloméré. 4 pieds.
- Comodino
In acciaio verniciato. Top in ABS con bordi rialzati. La porta e la parte anteriore del cassetto sono realizzate in truciolare bordato. 4 piedi.

► C130106

Color white/ Couleur blanc / Colore bianco.



Dim: 47 x 45 x 80 H cm

► C130120

- Bedside locker
Painted sheet steel with one drawer lockable. Top shelf in metal. Internal metal shelf with perforated base. Towel holder. 4 castors ø 50mm, 2 with brakes.
- Table de chevet
Bâti en tôle d'acier verni avec base perforée. Plateau supérieur en métal. Un tiroir avec serrure. Une porte avec étagère métallique. Porte-serviette. 4 roulettes ø 50mm, 2 avec frein.
- Comodino
Struttura in acciaio verniciata con base perforata. Cassetto chiudibile. Top in metallo. Porta asciugamani. 4 ruote ø 50mm, 2 con freno.



Dim: 62 x 42 x 77H cm
(90-110 cm)

► C130110.01

- Bedside locker
1 shelf and perforated base. ABS top and edges with bottle holder. Door with 90° opening. Height adjustable ABS table, 4 wheels ø 50 mm with bumper.
- Table de chevet
Structure en acier peint. 1 étagère et base perforée. Dessus et bords en ABS avec porte-bouteille. Porte avec ouverture à 90°. Table en ABS réglable en hauteur, 4 roues ø 50 mm avec pare-chocs.
- Comodino
Struttura in acciaio verniciato. 1 ripiano e base forata. Top e bordi in ABS con portabottiglie. Porta con apertura a 90°. Tavolo in ABS regolabile in altezza, 4 ruote ø 50 mm con paracolpi.

► C130110

- Drawer and door color white.
- Tiroir and porte couleur blanc.
- Cassetto e porta colore bianco.



Dim: 58 x 45 x 83 H cm
(83-108 cm)

► C130115

- Bedside locker
Painted sheet steel with one drawer lockable. The top shelf is in metal. Internal metal shelf with perforated base. Towel holder. 4 castors ø 50mm.
- Table de chevet
Bâti en tôle d'acier verni avec base perforée. Plateau supérieur en métal. Un tiroir avec serrure. Une porte avec étagère métallique. Porte-serviette. 4 roulettes ø 50mm.
- Comodino
Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata con cassetto chiudibile a chiave. Tavolo in ABS. Ripiano superiore e ripiano interno in metallo con base forata. Porta asciugamani. 4 ruote ø 50mm.



► C130111.01

Dim: 62 x 42 x 77 H cm (90-110 cm)

- Bilateral bedside locker with overbed table
Epoxy coated steel with shelf and perforated bottom. ABS plastic top raised edges and with 2-place bottle holder. Revolving door with 90° opening. Overbed table height adjustable (90-110 cm), 360° rotatable. 4 castors ø 50 mm with bumpers.
- Table de chevet avec table de lit double face
En tôle d'acier avec étagère intérieure et fond perforé. Dessus et porte-bouteille à 2 places en ABS avec bords relevés. Une porte tournante avec ouverture à 90°. Table de lit réglable en hauteur (90-110 cm), 360° rotatable. 4 roulettes ø 50 mm avec pare-chocs.
- Comodino con tavolo pasto bilaterale
Struttura in acciaio verniciato, ripiano interno con fondo forato. Top e bordi in ABS con portabottiglie a 2 posti. Porta con apertura a 90°. Tavolo in ABS regolabile in altezza (90-110 cm), orientabile a 360°. 4 ruote ø 50 mm con paracolpi.

► C130111

Drawer and door color white / Tiroir and porte couleur blanc / Cassetto e porta colore bianco.



► 02.250.00

*Cabinet
Enamelled sheet steel.
Lockable glass door.
3 adjustable s.s shelves.

*Armoire
Structure en acier émaillé blanc.
Porte vitrée avec serrure.
3 étagères amovibles en inox.

*Armadio
Struttura in acciaio verniciato.
Porta in vetro con serratura.
3 ripiani regolabili in acciaio inox.

Dim: 52 x 35 x 138 H cm



► 02.270.00

*Cabinet
Enamelled sheet steel.
Two lockable glass doors.
3 adjustable s.s shelves.

*Armoire
Structure en acier émaillé blanc.
2 portes vitrées avec serrures.
3 étagères amovibles en inox.

*Armadio
Struttura in acciaio verniciato.
2 porte in vetro con serratura.
3 ripiani regolabili in acciaio inox.

Dim: 75 x 37 x 164 H cm



► 02.271.00

*Cabinet
Upper section with 2 glass panels on both sides, lock and key and 2 adjustable s.s. shelves. Lower section with 2 sheet steel locking doors and removable shelf.

*Armoire
Structure en acier émaillé blanc.
Haut: 2 portes vitrées avec serrures.
2 étagères amovibles en inox.
Bas: 2 portes pleines avec serrure.
1 étagère amovible en inox.

*Armadio
Parte superiore con due pannelli in vetro, due ripiani regolabili in acciaio inox con serratura a chiave. Parte inferiore con due ante in acciaio con serratura e ripiano estraibile in acciaio inox.

Dim: 75 x 37 x 164 H cm



► 02.280.00

*Cabinet
Upper section with 2 glass panels on both sides, lock and key and 2 adjustable s.s. shelves. Lower section with 2 sheet steel locking doors and removable shelf.

*Armoire
Structure en acier émaillé blanc.
Haut: 2 portes vitrées avec serrures.
2 étagères amovibles en inox.
Bas: 2 portes pleines avec serrure.
1 étagère amovible en inox.

*Armadio
Parte superiore con due pannelli in vetro, due ripiani regolabili in acciaio inox con serratura a chiave. Parte inferiore con due ante in acciaio con serratura e ripiano estraibile in acciaio inox.

Dim: 79 x 36 x 186 H cm



► C130302

*Medical cabinet
2 lockable glass doors with key, 4 adjustable shelves, 4 stainless steel adjustable feet.

*Armoire medicale
2 Portes vitrées verrouillées avec clé, 4 étagères réglables, 4 pieds réglables en acier inox.

*Armadio medico
2 ante a vetro con serratura, 4 ripiani regolabili, 4 piedini regolabili in acciaio inox.

Dim: 80 x 40 x 180 H cm



► C130303

*Medical cabinet
2 lockable steel doors, 4 adjustable shelves, 4 s.s. adjustable feet, inner lockable medicines compartment.

*Armoire medicale
2 portes avec serrure. 4 étagères réglables. Compartiment pour médicaments et 4 pieds réglables en acier inox.

*Armadio medico
2 porte in acciaio con serratura, 4 ripiani regolabili, 4 piedini regolabili e scomparto interno per medicinali con serratura.

Dim: 80 x 40 x 180 H cm



F631K

Dim: 90 x 60 x 200 H cm

• Medicine cabinet

Structure made of ABS, anti-trauma handles, 270° opening each door with no. 4 hinges, bar lock complete with no. 2 thermoformed ABS containers. No. 20 medicine compartments with removable transparent trays made of unbreakable material, adjustable in two depths. Inside no. 2 double 90°-opening containers made of thermoformed ABS equipped with no. 40 medicine. 4 shelves. Complete with narcotics cabinet (treasury) with lock and internal shelf.

• Armoire à pharmacie

Structure en ABS, poignées anti-traumatiques, ouverture à 270° de chaque porte avec 4 charnières, serrure à barre complète avec 2 conteneurs en ABS thermoformé. N° 20 compartiments à médicaments compartiments avec plateaux transparents amovibles en matériau incassable, réglables en deux profondeurs. A l'intérieur, 2 conteneurs à double ouverture à 90° en ABS thermoformé en ABS thermoformé avec ouverture à 90°, équipés de 40 médicaments. 4 étagères. Complète avec armoire à stupéfiants (trésorerie) avec serrure et étagère interne.

• Armadio Farmacia

Struttura in ABS bianco, maniglie antitrauma, apertura a 270° di ogni anta con n. 4 cerniere, serratura a barra completa di n. 2 contenitori in ABS termoformato. N. 20 scomparti per medicinali con vassoi trasparenti rimovibili in materiale infrangibile, regolabili in due profondità. All'interno di n. 2 contenitori con doppia apertura a 90° in ABS termoformato, dotati di n. 40 scomparti per medicinali. 4 ripiani. Completo di armadio narcotici (tesoreria) con serratura e ripiano interno.

C130205.01

• Patient cabinet

Enamelled sheet steel. Door in laminated plastic. Lock for each door, adjustable internal shelf.

• Armoire vestiaire

Bâti métallique. Portes en plastique laminé. Serrure indépendante et une étagère réglable à l'intérieur.

• Armadio paziente

Acciaio verniciato. Porta in laminato plastico. Serratura indipendente, ripiano interno regolabile.

Colors / Couleurs / Colori



Dimension

C130200 41,5 X 50 X 190 H (cm)
C130205 80 X 50 X 190 H (cm)
C130210 120 X 50 X 190 H (cm)



C130305

• Metal cabinet

Enamelled sheet steel epoxy-coated, supplied with 4 feet with plastic tip. 1 shelf. Doors equipped with slits for ventilation.

• Armoire vestiaire

Bâti métallique, revêtement époxy, livrée avec 4 pieds avec embout plastique. 1 étagère. Portes équipées de fentes d'aération.

• Armadio per spogliatoio

Lamiera d'acciaio verniciato, dotato di piedi con puntale in materiale plastico. Un ripiano. Ante dotate di feritoie per l'aerazione.

Dimension

C130300 34,5 x 30 x 180 h (cm)
C130305 69 x 33 x 180 h (cm)
C130310 102 x 33 x 180 h (cm)



C130400

• Shelving unit

Made of sheet steel epoxy-coated. Supplied with 5 shelves.

• Étagère

Bâti métallique, revêtement époxy. Fourni avec 5 plateaux.

• Armadio paziente

Struttura in acciaio verniciato. Fornito con 5 ripiani.

Dim: 100 x 40 x 200 H cm



01.1600

• Modular system

Made of chrome plated steel. Adjustable shelves, mounted on 4 castors, 2 with brakes.

• Armoire étagère modulaire

En acier chromé. Plateaux à hauteur réglable. Monté sur 4 roues, 2 avec freins.

• Scaffalatura modulare

Struttura in acciaio cromato. Ripiani regolabili, montati su 4 ruote di cui 2 con freno.

Dimension

01.1600 90 x 45 x 170 H (cm)
01.1610 120 x 45 x 170 H (cm)
01.1620 150 x 45 x 170 H (cm)



*Comodino fornito con:
Struttura e cassetti in
acciaio verniciato con
chiusura centralizzata.
Ripiano estraibile. Maniglia
di spinta in acciaio inox. 4
ruote di cui due con freno da
0 125mm. Barra laterale per
accessori. 4 paracolpi in PVC



Planta Tratada Caudex	Temp
2	7 h cm ⁻¹
2	14,5 h cm ⁻¹
1	22 h cm ⁻¹



• Carrello emergenza
5 cassetti, cestino da
10 litri, supporto per
catetere in ABS. Porta
bombola d'ossigeno.
Asta flebo. Porta monitor.



DEPARTAMENTO	2000
3	14,5 h cm
1	22 h cm



Quantidade Produtos Cadastrados	Tempo
2	7 h cm
2	14,5 h cm
1	22 h cm



20060101 7/02/2006 LA000101	0000
3	14,5 h cm
1	22 h cm



Iteration Number Condition	Time
1	7 h cm
2	30 h cm



▶ **DR100**



▶ **DR101**



▶ **DR102**

▶ **Available on both sides**

Available on both sides

DR100 3 swiveling drawers with support for cardiac board in transparent plexiglas

DR101 3 swiveling drawers

DR102 1 swiveling drawer, 2 tray with metal rim and 1 bottle holder

Disponibles sur les deux côtés

DR100 3 tiroirs pivotants et équipé de planche de massage en plexiglas

DR101 3 tiroirs pivotants

DR102 1 tiroir pivotant 2 plateaux avec rebord et 1 porte-flacons

Configurazioni disponibili su entrambi i lati

DR100 3 cassetti e dotato di lastra per massaggio in plexiglass

DR101 3 cassetti basculanti

DR102 1 cassetto basculante 2 ripiani con bordo e 1 porta flaconi



▶ **DR022**

• Top for cart in stainless steel

• Plateau pour chariot en acier inox

• Top per carrello in acciaio inox



▶ **DR006**

• Holding frame with 11 drawers

• Rehausse avec 11 tiroirs

• Supporto con 11 cassetti modulari



▶ **DR001/2/3**

Internal divider/ Séparateur

interne / Separatori interni

DR001 small, petit, piccoli

DR002 medium, moyen, medi

DR003 large, grand, grandi



▶ **DR004**

• Record holder

• Porte-dossiers

• Porta cartelle



▶ **DR007**

• Probe holder

• Porte sondes

• Porta sonda



▶ **DR008**

• Waste bin

• Poubelle

• Cestino



▶ **DR009**

• Disposable seals

• Sceaux jetables

• Sigillo monouso



▶ **DR010**

• Iv pole

• Tige porte-sérum

• Asta flebo



▶ **DR011**

• Monitor holder

• Support moniteur

• Supporto porta monitor



▶ **DR012**

• Instrument trays holder

• Support plateau a instruments

• Supporto per vassoio



▶ **DR013**

• Kidney bowls holder

• Support haricot

• Supporto per reniforme




▶ **DR015**

• Lamp

• Lampe

• Lampada



▶ **DR023**

• Support for suction pump

• Support pour aspirateur

• Supporto per aspiratore



▶ **DR024**

• Steel basket

• Panier de rangement

• Cestino porta oggetti



▶ **DR025**

• Bottle holder

• Porte-bouteille

• Porta bottiglie



▶ **DR026**

• Round support

• Support rond

• Supporto tondo



▶ **DR027**

• Support

• Support

• Supporto



▶ **DR016M**

• Multiple medical electrical socket MDR compliant

• Prise électrique médicale multiple conforme MDR

• Presa elettrica medica multipla conforme a MDR



01.6275

*Emergency Cart
Made of ABS plastic. CPR board, oxygen cylinder holder and needle disposable bottle. 5 drawers, stainless steel top, 2 waste bins, 1 transparent file box, 1 sliding table, 1 monitor/defibrillator holder and 1 IV pole. 4 castors Ø 10 cm, 2 with brakes.

*Chariot d'urgence
En plastique ABS. Plan pour massage cardiaque, porte-bouteille et une pour aiguilles jetables. 5 tiroirs, 1 plateau en acier inox, 2 poubelles, 1 boîte transparent pour dossiers, 1 table coulissante, 1 porte-moniteur et 1 tige porte-sérum. 4 roulettes Ø10 cm, 2 avec freins.



Dim: 85 x 52 x 96 cm



*Carrello emergenza
Struttura in ABS. Piastra per massaggio cardiaco, porta bombola e flacone per aghi monouso. 5 cassetti, top in acciaio inox, 2 pattumiere, 1 ripiano estraibile, 1 raccogliatore laterale, 1 porta monitor, 1 asta portaferlo e 4 ruote Ø 10 cm, 2 con freno.

01.6275W/AF

*Holding frame with 10 drawers
*Rehausse avec 10 tiroirs
*Supporto con 10 cassetti modulari



01.6265

*Anaesthesia trolley
Made of ABS plastic. 6 layers of drawers which can be pulled out from both sides, self-locked when closed. 2 waste bins, 1 transparent file box, 1 sliding table and 1 hanging device supplied with 5 hooks. 4 castors Ø 10 cm, 2 with brakes.

*Chariot d'anesthésie
En plastique ABS. 6 couches de tiroirs qui peuvent être tirées des deux côtés, autobloquantes. 2 poubelles, 1 boîte de classement transparente, 1 table coulissante et 1 accrochage fourni avec 5 crochets. 4 roulettes Ø 10 cm, 2 avec freins.



Dim: 85 x 53 x 101 cm



*Carrello anestesia
Struttura in ABS. 6 cassetti estraibili da entrambi i lati, autobloccanti quando chiusi. 2 pattumiere, 1 cassetto basculante trasparente, 1 ripiano scorrevole e 1 appendino con 5 ganci. 4 ruote Ø 10 cm, 2 con freno.

01.6265.01

*Holding frame with 10 drawers
*Rehausse avec 10 tiroirs
*Supporto con 10 cassetti modulari



01.6201

*Medicine trolley
Made of ABS. 9 drawers and central locking device. 2 sliding table and 1 waste bin. 4 castors Ø 10 cm, 2 with brakes.

*Chariot de médicament
En matériel ABS. 9 tiroirs et séparateurs, 1 fermeture à clé. 2 tablettes coulissantes et 1 poubelle. 4 roulettes Ø 10 cm, 2 avec freins.

*Carrello
Struttura in ABS. 9 cassetti con divisori e serratura. 2 ripiani estraibili e 1 cestino. 4 ruote Ø 10 cm, 2 con freno.

Dim: 76 x 58 x 100 cm



01.6178

*Record holder
Made of ABS. 42 file holders. 1 drawer. 2 sliding table. Central locking device. 4 castors Ø 10 cm, 2 with brakes.

*Chariot porte-dossiers
En matériel ABS. 42 emplacements. 1 tiroir, 2 tablettes coulissantes, 1 fermeture à clé. 4 roulettes Ø 10 cm, 2 avec freins.

*Carrello porta cartelle
Struttura in ABS. 42 porta cartelle, 1 cassetto. 2 ripiani scorrevoli. Serratura. 4 ruote Ø 10 cm, 2 con freno.

Dim: 76 x 58 x 100 cm



02.490.00

*Anaesthesia trolley
Manufactured in S.S. steel 18/10. Six drawers and storage compartment complete with shelf and locking door. Ø 80 mm casters.

*Chariot d'anesthésie
En acier inox 18/10. Six tiroirs et compartiment de rangement avec étagère et porte verrouillable. Roulettes Ø 80 mm.

*Armadio anestesia
In acciaio inox 18/10. Sei cassetti e vano portaoggetti con ripiano e anta con serratura. Ruote Ø 80 mm.

Dim: 40 x 65 x 110 cm



01.6277

*Cart
S.S. frame. 2 hinged doors and 3 drawers. With bag holder (on demande). 4 casters, 2 with brake, Ø 125mm. Bumpers.

*Chariot
En acier inox. 2 portes battantes et 3 tiroirs. Porte-sac (sur demande). 4 roulettes, 2 avec frein, Ø 125mm. pare-chocs.

*Carrello
Struttura in acciaio inox. 2 ante 3 cassetti. Con porta sacco (a richiesta). 4 ruote, 2 con freno da Ø 125mm. Paracolpi.

Dim: 76 x 58 x 100 cm



Dim: 85 x 66 x 130 cm

► 01.6143

* Cart
Epoxy painted frame.
Antidust gasket and key
lock. 180° door opening.
4 casters ø 125 mm, 2 with
brake. Bumper.

* Chariot
Acier époxy. Système
d'ouverture des portes à
180°. Joints anti-poussière.
4 roues ø 125mm, dont
2 avec frein. Galets
pare-chocs.

* Carrello
Acciaio verniciato, con
serratura, apertura porte
a 180° 4 ruote ø 125mm,
di cui 2 con freno.
Paracolpi.



Dim: 105 x 70 x 125 cm

► 01.6049

* Linen trolley
S.S. frame. 270° door
opening, antidust gasket and
key lock. Bumper in rubber.
4 casters ø 150mm, 2 with
brake and 1 direction wheel.

* Chariot à linge
En acier inox. Ouverture des
portes à 270°. Verrouillage
par clé. Galets pare-chocs.
4 roues ø 150mm, 2 avec
frein et 1 directionnelle.

* Carrello biancheria
In acciaio inox. Apertura
porta a 270°. Serratura a
chiave. Paracolpi. 4 ruote da
ø 150mm, 2 con freno e una
ruota direzionale.



Dim: 112 x 57 x 91,5 cm

► C140001

* Linen trolley
Aluminium alloy frame. 3 removable shelves made of laminated
plastic material and one bag. 4 casters Ø 125 mm.

* Chariot à linge
Structure en aluminium. Trois étagères amovibles plastifiées et un
porte-sac. Monté sur 4 roulettes Ø 125 mm.

* Carrello biancheria
Struttura in alluminio. 3 ripiani in plastica removibili e un porta sacco.
Montato su 4 ruote Ø 125 mm.



Bag included
Sac inclus
Sacco incluso

Dim: 43 x 63 x 90 cm

► 01.7120

* Storage cart
S.S. tube. 4 ø 80 mm swivel
casters, with bumpers.

* Chariot porte-sac
En acier inox. 4 ø 80 mm roulettes
pivotantes, avec pare-chocs.

* Porta sacco
In acciaio inox. 4 ruote ø 80
mm piroettanti, con paracolpi.

► 01.7110

Single storage cart / Chariot
porte-sac simple /
Porta sacco singolo
(Dim.: 63 x 43 x 106 cm)



Cap: 70lt

► 01.7115

* Storage cart
Open/close controlled by
pedal. 4 ø 80mm wheels,
2 swivel and 2 with brake.

* Chariot porte-sac
Ouverture/fermeture
contrôlée par pédale. 4 roues
ø 80 mm, dont 2 pivotantes
et 2 avec frein.

* Porta sacco
Apertura/chiusura
controllata dal pedale. 4 ruote
da ø 80 mm, di cui 2 girevoli
e 2 con freno.



Dim: 43 x 63 x 90 cm

► 02.840.00

* Storage cart
Chrome plated frame.
On 3 ø 80 mm casters.

* Chariot porte-sac
En acier chromé. Sur
3 roulettes ø 80 mm.

* Porta sacco
In acciaio cromato.
3 ruote da ø 80 mm.

► 02.841.00

* Double storage cart
* Chariot porte-sac double
* Porta sacco doppio
43 x 88,5 x 90 cm



► 02.844.00

* Waste bin with pedal
In stainless steel. Handle for
transport. 1 front door to
remove the bag (not included)

* Poubelle avec pedal
Fabriqué en acier inox.
1 poignée. Porte pour enlever
et changer le sac (non fourni)

* Cestino con pedale
In acciaio inox. Maniglia
per trasporto. Porta frontale
per rimuovere il sacco (non
fornito)



GR101

- Wheel chair
Chromed steel frame.
Fixed armrest. Foldable
footrest, solid castors.
- Fauteuil roulant
Tube d'acier chromé.
Accoudoirs fixes.
Repose-pieds escamotables.
Roues pleines.
- Sedia a rotelle
Tubo in acciaio cromato.
Braccioli fissi. Poggia
piedi pieghevoli.
Ruote piene.



GR102

- Wheel chair
Chromed steel frame.
Fixed armrest. Foldable
footrest, solid castors.
- Fauteuil roulant
Tube d'acier chromé.
Accoudoirs fixes.
Repose-pieds escamotables.
Roues pleines.
- Sedia a rotelle
Tubo in acciaio cromato.
Braccioli fissi. Poggia
piedi pieghevoli. Ruote
piene.



GR103/46

- Wheel chair
Chromed steel frame.
Fixed armrest. Foldable
footrest, solid castors.
- Fauteuil roulant
Tube d'acier chromé.
Accoudoirs fixes.
Repose-pieds escamotables.
Roues pleines.
- Sedia a rotelle
Tubo in acciaio cromato.
Braccioli fissi. Poggia
piedi pieghevoli.
Ruote piene.



GR106

- Wheel chair
Chromed steel frame.
Fixed armrest. Foldable
footrest, solid castors.
- Fauteuil roulant
Tube d'acier chromé.
Accoudoirs fixes.
Repose-pieds escamotables.
Roues pleines.
- Sedia a rotelle
Tubo in acciaio cromato.
Braccioli fissi. Poggia
piedi pieghevoli. Ruote
piene.



GR951

- Wheel chair
Chromed steel frame.
Fixed armrest. Foldable
footrest, solid castors.
- Fauteuil roulant
Tube d'acier chromé.
Accoudoirs fixes.
Repose-pieds escamota-
bles. Roues pleines.
- Sedia a rotelle
Tubo in acciaio cromato.
Braccioli fissi. Poggia
piedi pieghevoli.
Ruote piene.



GR253LACHQ

- Wheel chair
Chromed steel frame.
Fixed armrest. Foldable
footrest, solid castors.
- Fauteuil roulant
Tube d'acier chromé.
Accoudoirs fixes.
Repose-pieds escamotables.
Roues pleines.
- Sedia a rotelle
Tubo in acciaio cromato.
Braccioli fissi. Poggia
piedi pieghevoli.
Ruote piene.



GR104

- Wheel chair
Aluminium frame. Removable
armrest. Detachable
footrest. Pneumatic wheels.
- Fauteuil roulant
Tube d'aluminium.
Accoudoirs amovibles.
Repose-pieds escamotables.
Roues pneumatiques.
- Sedia a rotelle
In alluminio. Braccioli
rimovibili. Poggia piedi
pieghevoli. Ruote
pneumatiche.



GR108

- Wheel chair
Chromed steel frame.
Fixed armrest. Foldable
footrest, solid castors.
- Fauteuil roulant
Tube d'acier chromé.
Accoudoirs fixes.
Repose-pieds escamotables.
Roues pleines.
- Sedia a rotelle
Tubo in acciaio cromato.
Braccioli fissi. Poggia
piedi pieghevoli.
Ruote piene.

REF.									
GR101	58 _m	15	40	35	49	55	87	100 _{kg}	17,1 _{kg}
GR103/46	60	20	40	46	50	65	88	100	17,5
GR951	60	20	40	56	54	71	94	125	22,4
GR104	31	15	40	46	48	60	90	100	9,5

REF.									
GR102	58 _m	20	40	46	50	63	87	100 _{kg}	17,6 _{kg}
GR106	61,5	15	40	46	51	64	94	100	15,8
GR253	61	15	40	41	51	64	93	100	17,6
GR108	62	20	40	40	52	64	90	100	14,2



GR129

* Commode chair
Aluminium frame. Removable seat, upholstered and covered with leatherette. Autoclavable bowl.

* Fauteuil commode
Châssis en tube d'aluminium. Assise escamotable, rembourée et lavable. Seau autoclavable.

* Poltrona comoda
Struttura in alluminio. Seduta rimovibile, imbottita e lavabile. Bacinella autoclavabile.



GR691

* Commode chair
Powder coating steel frame. Detachable armrest and footrest. Solid rear castor with lock plastic bowl.

* Fauteuil commode
Structure en tube d'acier époxy. Accoudoir et repose-pieds escamotables. Seau autoclavable.

* Poltrona comoda
Struttura in alluminio. Seduta rimovibile, imbottita e lavabile. Bacinella autoclavabile.



GR128

* Commode wheel chair
Chromed steel frame. Plastic bowl. Flip-up armrest and detachable footrest. Solid wheels.

* Fauteuil commode
En acier chromé. Seau plastique. Accoudoirs amovibles, repose-pieds escamotables. Roues pleines.

* Poltrona comoda
Struttura in acciaio cromato. Bacinella in plastica, braccioli removibili, poggia piedi a scomparsa. Ruote piene.



GR105

* Commode wheel chair
Chromed steel frame. Plastic bowl. Reclining high back Detachable armrest. Elevating footrest. Rear wheels with integrated brake.

* Fauteuil commode
En acier chromé. Seau plastique sous le siège. Accoudoirs amovibles, repose-pieds escamotables. Roues pleines.

* Poltrona comoda
In acciaio cromato. Bacinella in plastica. Schienare reclinabile. Braccioli removibili. Poggia piedi a scomparsa. Ruote piene.

REF.									
GR129	-	-	43	43	42/52	46	70/81	100	10,6
GR128	58	15	40	45	48	60	93	100	15

REF.									
GR691	12,5	12,5	55	44	51	44	81	100	12,5
GR105	58	20	40	44	53	64	129	100	26,1



GR811

* Commode chair in epoxy painted steel tube.

* Siège de toilettes en acier époxy.

* Sedia comoda in acciaio verniciato.



GR7962L

* Shower chair
Aluminium frame. Seat and backrest in plastic material.

* Fauteuil pour douche
Châssis en tube d'aluminium. Siège et dossier en plastique.

* Sedia per doccia
Struttura in alluminio. Seduta e schienale in plastica.



GR130

* Shower chair in aluminium and plastic.

* Chaise de douche en aluminium et plastique.

* Sedia per doccia in alluminio e plastica.

Dim: 53 x 44 x 75 cm



GR7920L

* Bath stool in epoxy painted steel.
* Tabouret de douche en acier époxy.
* Sgabello per doccia in acciaio verniciato.



GR131

* Bath stool in aluminium.
* Tabouret pour douche en aluminium.
* Sgabello per doccia in alluminio.



GR132

* Bath seat in aluminium.
* Planche de bain en aluminium.
* Seduta per vasca in alluminio



GR133

* Bath seat in aluminium swiveled 360° in 90° steps.
* Siège en aluminium pivoter à 360° en 90°.
* Seduta in alluminio ruotabile di 360° in 90°.



GR250

* Cycle for legs rehabilitation.
* Pédalier de rééducation.
* Ciclo per rieducazione arti.



GR9600

* Cycle for legs rehabilitation.
* Pédalier de rééducation.
* Ciclo per rieducazione arti.



- **GR200**
- Walking frame foldable in aluminium with two frontal castors.
 - Déambulateur pliant. En aluminium. Deux roues.
 - Deambulatore pieghevole in alluminio con 2 ruote.

Dim: 44 x 49 x 76/94cm



- **GR202**
- Walking frame foldable in aluminium with two double castors.
 - Déambulateur pliant En aluminium. Deux roues.
 - Deambulatore pieghevole. Struttura in alluminio con 2 ruote.

Dim: 47 x 53 x 79/89cm



- **GR206**
- Rolling walker In aluminium with 3 castors and basket
 - Rollator. En aluminium. 3 roues. Avec panier.
 - Deambulatore da passeggio. In alluminio con 3 ruote e cestino.

Dim: 103/123 H cm



- **GR914**
- Rolling walker In aluminium with 4 castors and basket.
 - Rollator En aluminium. 4 roues. Avec panier.
 - Deambulatore In alluminio con 4 ruote e cestino.

Dim: 59 x 78 x 78/90cm



- **GR6401**
- Walking frame Chrome plated steel tube. Foldable. Adjustable and padded axillary support.
 - Déambulateur Tube d'acier chromé. Pliant. Gouttières amovibles garnies de mousse et réglables.
 - Deambulatore Struttura in acciaio cromato pieghevole. Supporto ascellare regolabile e imbottito.

Dim: 112/140 H cm



- **GR304**
- Tripod Aluminium frame. Variable height.
 - Tripode En aluminium. Hauteur réglable.
 - Tripode Tubo in alluminio. Altezza regolabile.

Dim: 74 - 96 H cm



Dim: 88,5cm/118 H cm

► **GR300**

- Crutches In aluminium.
- Canne anglaise en aluminium.
- Stampella in alluminio.



Dim: 86cm/116 H cm

► **GR301**

- Crutches In aluminium.
- Canne anglaise en aluminium.
- Stampella in alluminio.



Dim: 82cm/92cm H cm

► **GR302**

- Walking stick In aluminium.
- Canne de marche en aluminium.
- Bastone in alluminio.

GR 305
H 94/114 H cm
GR 306
H 116/136 H cm
GR 307
H 135/155 H cm



- In aluminium. Height adjustable.
- En aluminium. Hauteur réglable.
- In alluminio. Con altezza regolabile.



- Round steriliser drum Stainless steel. Sliding removable band and drop down clasps. Hinged lid.

03.1001 mm. Ø 125 x 80 H
03.1002 mm. Ø 125 x 100 H
03.1003 mm. Ø 125 x 125 H
03.1004 mm. Ø 150 x 80 H
03.1005 mm. Ø 150 x 100 H
03.1006 mm. Ø 150 x 130 H
03.1007 mm. Ø 150 x 150 H
03.1008 mm. Ø 150 x 190 H
03.1009 mm. Ø 190 x 125 H

- Tambour pour stérilisation En acier inoxydable. Avec bande amovible coulissante, couvercle à charnières et fermetures latérales.

03.1010 mm. Ø 190 x 145 H
03.1011 mm. Ø 190 x 165 H
03.1012 mm. Ø 190 x 190 H
03.1013 mm. Ø 190 x 240 H
03.1014 mm. Ø 190 x 290 H
03.1015 mm. Ø 240 x 120 H
03.1016 mm. Ø 240 x 145 H
03.1017 mm. Ø 240 x 165 H
03.1018 mm. Ø 240 x 190 H

- Cestelli per sterilizzare Acciaio inossidabile. Fascia rimovibile scorrevole e chiusure a scomparsa. Coperchio con cerniera.

03.1028 mm. Ø 290 x 340 H
03.1029 mm. Ø 290 x 390 H
03.1030 mm. Ø 340 x 145 H
03.1031 mm. Ø 340 x 165 H
03.1032 mm. Ø 340 x 190 H
03.1033 mm. Ø 340 x 240 H
03.1034 mm. Ø 340 x 290 H
03.1035 mm. Ø 340 x 340 H
03.1036 mm. Ø 340 x 390 H



- Round steriliser drum Stainless steel. Hinged lid and side closures. With filter.

03.1051 mm. Ø 125 x 80 H
03.1052 mm. Ø 125 x 100 H
03.1053 mm. Ø 125 x 125 H
03.1055 mm. Ø 150 x 100 H
03.1056 mm. Ø 150 x 130 H
03.1057 mm. Ø 150 x 150 H
03.1058 mm. Ø 150 x 190 H
03.1059 mm. Ø 190 x 145 H
03.1060 mm. Ø 190 x 165 H

- Tambour pour stérilisation En acier inoxydable. Couvercle à charnières et fermetures latérales. Avec filtre.

03.1061 mm. Ø 190 x 190 H
03.1062 mm. Ø 190 x 240 H
03.1063 mm. Ø 240 x 145 H
03.1064 mm. Ø 240 x 165 H
03.1065 mm. Ø 240 x 190 H
03.1066 mm. Ø 240 x 240 H
03.1067 mm. Ø 240 x 290 H
03.1068 mm. Ø 240 x 340 H
03.1069 mm. Ø 240 x 390 H

- Cestelli per sterilizzare Acciaio inox. Coperchio a cerniera e chiusure laterali. Con filtro.

03.1070 mm. Ø 240 x 145 H
03.1071 mm. Ø 240 x 165 H
03.1072 mm. Ø 240 x 190 H
03.1073 mm. Ø 290 x 240 H
03.1075 mm. Ø 290 x 340 H
03.1076 mm. Ø 290 x 390 H
03.1077 mm. Ø 290 x 145 H
03.1078 mm. Ø 290 x 165 H
03.1079 mm. Ø 290 x 190 H



- Dressing jar
Manufactured in stainless steel. With cover.
- Boîte à coton
Fabriqué en acier inox, avec couvercle.
- Vaso porta medicazioni
Fabbriato in acciaio inox, con coperchio.

03.9020.00 mm. 75 x 75
03.9020.10 mm. 100 x 100
03.9020.20 mm. 125 x 125
03.9020.30 mm. 150 x 150

03.9020.40 mm. 180 x 180
03.9020.50 mm. 200 x 200
03.9020.60 mm. 250 x 250
03.9020.70 mm. 300 x 300



- Instrument box
Manufactured in stainless steel without welding. With cover.
- Boîte à instruments
Fabriqué en acier inox, sans soudures. Avec couvercle
- Box porta strumenti
Fabbriato in acciaio inox, senza saldature. Con coperchio.

03.2168 mm. 180 x 80 x 40 H
03.2169 mm. 200 x 100 x 60 H
03.2170 mm. 220 x 120 x 60 H
03.2171 mm. 250 x 120 x 60 H
03.2172 mm. 300 x 150 x 60 H
03.2173 mm. 320 x 150 x 60 H
03.2174 mm. 400 x 160 x 75 H
03.2175 mm. 500 x 200 x 120 H
03.2181 mm. 180 x 80 x 40 H
03.2182 mm. 200 x 100 x 60 H

03.2183 mm. 220 x 120 x 60 H
03.2184 mm. 250 x 120 x 60 H
03.2185 mm. 300 x 150 x 60 H
03.2186 mm. 320 x 150 x 60 H
03.2187 mm. 400 x 160 x 75 H
03.2188 mm. 500 x 200 x 120 H



- Instrument tray
In stainless steel, two side handles.
- Plateau a instruments
Acier inox, deux poignées.
- Porta strumenti
Acciaio inox, 2 maniglie.

03.2135 mm. 210 x 110 x 50
03.2136 mm. 240 x 160 x 50
03.2137 mm. 300 x 180 x 50
03.2138 mm. 360 x 210 x 50
03.2139 mm. 400 x 230 x 55



- Boiler in stainless steel, with cover and handles.
- Bouilleur
Acier inox, avec couvercle et poignées.
- Bollitore
Acciaio inox, Coperchio e maniglie.

03.2127.00 mm. 210 x 110 x 50
03.2128.00 mm. 240 x 160 x 50
03.2129.00 mm. 300 x 180 x 50
03.2130.00 mm. 360 x 210 x 50
03.2131.00 mm. 400 x 230 x 55



- Irrigator in stainless steel, w/out welding. With handle.
- Irrigateur
Acier inox, sans soudures. Avec poignée.
- Irrigatore in
Acciaio inox, senza saldature. Con manico

03.9001.00 1000 ml
03.9002.10 1500 ml
03.9003.20 2000 ml



- W/out welding.
- Sans soudures.
- Senza saldature.

- Round bowl
In stainless steel, with cover.
- Cupule
Acier inox, avec couvercle.
- Bacinella rotonda
Acciaio inox, con coperchio

with cover / avec couvercle / con coperchio
03.5252.10 Ø 40 mm ml.30
03.5253.10 Ø 60 mm ml.50
03.5254.10 Ø 80 mm ml.150
03.5255.10 Ø 100 mm ml.250
03.5256.10 Ø 120 mm ml.450
03.5257.10 Ø 150 mm ml.750
03.5258.10 Ø 180 mm ml.1500
03.5259.10 Ø 200 mm ml.2100
03.5260.10 Ø 250 mm ml.3500



- W/out welding.
- Sans soudures.
- Senza saldature.

- Round bowl
in stainless steel, without cover.
- Cupule
Acier inox, sans couvercle.
- Bacinella rotonda
Acciaio inox, senza coperchio

without cover / sans couvercle / senza coperchio
03.5252.00 Ø 40 mm ml.30
03.5253.00 Ø 60 mm ml.50
03.5254.00 Ø 80 mm ml.150
03.5255.00 Ø 100 mm ml.250
03.5256.00 Ø 120 mm ml.450
03.5257.00 Ø 150 mm ml.750
03.5258.00 Ø 180 mm ml.1500
03.5259.00 Ø 200 mm ml.2100
03.5260.00 Ø 250 mm ml.3500



- Graduated jar in stainless steel, w/out welding. With handle.
- Verre doseur
Acier inox, sans soudures. Avec poignée.
- Caraffa graduata
Acciaio inox, senza saldature. Con manico.

03.9009 250 ml
03.9010 500 ml
03.9011 1000 ml
03.9012 2000 ml



- W/out welding.
- Sans soudures.
- Senza saldature.

- Kidney bowl in stainless steel, with cover.
- Haricot
Acier inox, avec couvercle.
- Reniforme
Acciaio inox, con coperchio

with cover / avec couvercle / con coperchio
03.5281.10 160 mm ml.100
03.5281.30 200 mm ml.400
03.5282.10 250 mm ml.550
03.5283.10 280 mm ml.1000
03.5283.30 300 mm ml.1500



- W/out welding.
- Sans soudures.
- Senza saldature.

- Kidney bowl
in stainless steel, without cover.
- Haricot
Acier inox, sans couvercle.
- Reniforme
Acciaio inox, senza coperchio

without cover / sans couvercle / senza coperchio
03.5281.00 160 mm ml.100
03.5281.20 200 mm ml.400
03.5282.00 250 mm ml.550
03.5283.00 280 mm ml.1000
03.5283.20 300 mm ml.1500



- Forcep jar
Manufactured in stainless steel.
- Porte-pinces
Fabriqué en acier inox.
- Porta pinze
Fabbriato in acciaio inox.

03.7329.00 Ø 30 x 90 mm
03.7329.10 Ø 50 x 130 mm
03.7329.20 Ø 50 x 180 mm



- W/out welding.
- Sans soudures.
- Senza saldature.

- Instrument tray
in stainless steel, with cover.
- Plateau à instruments
Acier inox, avec couvercle.
- Vassoio strumenti
Acciaio inox, con coperchio

with cover / avec couvercle / con coperchio
03.5262.10 220 x 170 x 50 mm
03.5263.10 280 x 200 x 50 mm
03.5264.10 mm. 320 x 240 x 50
03.5265.10 mm. 370 x 270 x 50
03.5266.10 mm. 460 x 360 x 55



- W/out welding.
- Sans soudures.
- Senza saldature.

- Instrument tray
in stainless steel, without cover.
- Plateau à instruments
Acier inox, sans couvercle.
- Vassoio strumenti
Acciaio inox, senza coperchio

without cover / sans couvercle / senza coperchio
03.5262.00 220 x 170 x 50 mm
03.5263.00 280 x 200 x 50 mm
03.5264.00 mm. 320 x 240 x 50
03.5265.00 370 x 270 x 50 mm
03.5266.00 460 x 360 x 55 mm



- 03.7400
- Cotton holder.
Manufactured in stainless steel, with inner spring.
- Pot a coton
Fabriqué en acier inox. Poussoir intérieur sur ressort.
- Porta cotone
Fabbriato in acciaio inox. Con molla interna.



*W/OUT WELDING.
*SANS SOUDURES.
*SENZA SALDATURE.

*Instrument tray
in stainless steel,
with cover.
*Plateau à
instruments
Acier inox,
avec couvercle.
*Vassoio strumenti
Acciaio inox, con
coperchio

with cover / avec couvercle / con coperchio
03.5271.10 200 x 150 x 25 mm
03.5272.10 260 x 180 x 30 mm
03.5273.10 300 x 220 x 30 mm
03.5274.10 350 x 250 x 40 mm



*W/out welding.
*Sans soudures.
*Senza saldature.

*Instrument tray
in stainless steel,
without cover.
*Plateau à
instruments
Acier inox,
sans couvercle.
*Vassoio strumenti
Acciaio inox, senza
coperchio

without cover / sans couvercle / senza coperchio
03.5271 200 x 150 x 25 mm
03.5272 260 x 180 x 30 mm
03.5273 300 x 220 x 30 mm
03.5274 350 x 250 x 40 mm



*Wire basket
in stainless steel,
with cover.
*Panier fil
Acier inox, avec
couvercle.
*Contentitori in filo
Acciaio inox, con
coperchio

03.0001 mm. 210 x 145 x 50
03.0002 mm. 240 x 240 x 50
03.0003 mm. 240 x 240 x 70
03.0004 mm. 240 x 240 x 90
03.0005 mm. 240 x 320 x 50
03.0006 mm. 480 x 240 x 50
03.0007 mm. 540 x 240 x 50
03.0008 mm. 540 x 240 x 70
03.0009 mm. 540 x 240 x 90
03.0010 mm. 400 x 200 x 90



03.7326

*Sputum cup in
stainless steel, with
handle and lid.
*Crachoir
Acier inox. avec
couvercle et
poignée.
*Sputacchiera
Acciaio inox.
Con coperchio e
maniglia.



*W/out welding.
*Sans soudures.
*Senza saldature.

03.8334

*Bed pan in
stainless steel,
with handle.
*Bassin de lit
Acier inox, avec
poignée.
*Padella
Acciaio inox, con
manico.

03.8335 W/out cover / Sans couvercle / Senza coperchio



*W/out welding.
*Sans soudures.
*Senza saldature.

*Bed pan
In stainless steel,
with handle.
*Bassin de lit
Acier inox, avec
poignée.
*Padella in
acciaio inox, con
manico.

03.8333 Adult / Adulte / Adulto
03.8331 Child / Enfant / Bambino



50077

*Bed pan
in plastic with cover.
Washable 94°C.
*Bassin de lit
En plastique avec cou-
vercle, lavable 94°C.
*Padella
In plastica con coper-
chio, lavabile a 94°C.



*W/out welding.
*Sans soudures.
*Senza saldature.

*Bed pan in
stainless steel
*Bassin de lit
Acier inox.
*Padella
Acciaio inox.

03.8336 Adult / Adulte / Adulto
03.8337 Child / Enfant / Bambino



03.8338

*Male urinal in
stainless steel,
with handle.
*Urinal homme
Acier inox, Avec
poignée.
*Pappagallo in
acciaio inox, con
manico.



50088/1

*Male urinal
in plastic with cover.
Washable 94°C. 1000 cl
*Urinal homme
En plastique avec couvercle,
lavable 94°C. 1000 cl
*Pappagallo
In plastica con coperchio,
lavabile a 94°C. 1000 cl



03.8339

*Female urinal
in stainless steel,
with handle.
*Urinal femme
Acier inox,
Avec poignée.
*Pappagallo
Acciaio inox,
con manico.



50089/1

*Female urinal
in plastic with cover.
Washable 94°C. 1000 cl
*Urinal femme
En plastique avec couvercle,
lavable 94°C. 1000 cl
*Pappagallo
In plastica con coperchio,
lavabile a 94°C. 1000 cl



GR210110C

*Toilet seat raiser
In plastic
*Rehausse wc
En plastique
*Alzawater
In plastica
Cap. 200 Kg.
H 10cm.



15.9050

*Ice bag. Elastic bag with
plastic cover.
*Vessie a glace. Sac
élastique avec couvercle
en plastique.
*Borsa del ghiaccio
Borsa elastica e tappo
in plastica.



15.9051

*Hot water bag
In rubber
*Bouillotte
En caoutchouc
*Borsa acqua calda
In gomma
Dim.: 2000 ml