



Measuring devices

Dispositifs de mesure - Dispositivi di misurazione



► S7200-MD

► Mechanical column scale
Mechanical column scale with eye-level beam.
Steel structure, large anti-slip surface.
4 adjustable feet.
Supplied with 2 castors for easy transport and height rod.
Medical device.

► Pèse-personne
Pèse-personne avec niveau à bulle.
Structure en acier, plateau large à revêtement antidérapant. 4 pieds réglables.
Livré avec 2 roulettes pour le transport et un altimètre.
Dispositif médical.

► Bilancia a colonna
Bilancia con livella a bolla.
Struttura in acciaio, ampia base con rivestimento antiscivolo.
4 piedini regolabili.
Fornito con 2 ruote per il trasporto e altimetro.
Dispositivo medico.

► S7200

With calibration certificate.
Avec certificat d'étalonnage.
con certificato di calibrazione.

M

**COMING
SOON**

SCALE Pèse-personne/ Bilancia	Capacity Capacité/ Capacità	Platform Plate-forme/ Base	Range Plage de mesure Campo di misura	Graduation Grad./ Graduazione	Medical device Dispositif médical Dispositivo medico	NAWI certification Directive 2014/31/EU	Precision class classe de précision/ Classe di precisione
S7200	200 kg	37 x 27 cm	75 -200 cm	0,1 kg/1mm	Yes	Yes	III
S7200-MD	200 kg	37 x 27 cm	75 -200 cm	0,1 kg/1mm	Yes	No	III



► S7360-MD

► Digital scale with LCD display. Made of aluminium with steel base and large anti-slip surface.
Medical device.

► Pèse-personne digitale avec cadran LCD.
Structure en aluminium avec base en acier et plateau large à revêtement antidérapant.
Dispositif médical.

► Bilancia digitale con quadrante LCD.
Struttura in alluminio con base in acciaio e ampia base antiscivolo.
Dispositivo medico.



► S7370-MD

► Digital scale with LCD display. Steel base and large anti-slip surface.
Medical device.

► Pèse-personne digitale avec cadran LCD.
Base en acier et plateau large à revêtement antidérapant.
Dispositif médical.

► Bilancia digitale con quadrante LCD.
Base in acciaio e ampia base antiscivolo.
Dispositivo medico.

Dimensions:

Scale 45,5 x 32 x 67 H cm
Platform 28 x 32 x 4,5 H cm
Display 27 x 10 x 4,5 H cm

► S7360-M



With calibration certificate.
Avec certificat d'étalonnage.
con certificato di calibrazione.



► S7370-M



With calibration certificate.
Avec certificat d'étalonnage.
con certificato di calibrazione.

SCALE Pèse-personne/ Bilancia	Capacity Capacité/ Capacità	Platform Plate-forme/Base	Graduation Grad./Graduazione	Medical device Dispositif médical Dispositivo medico	NAWI certification Directive 2014/31/EU	Precision class classe de précision/ Classe di precisione
S7360-M	200 kg	28 x 32 x 4 cm	0,1 kg	Yes	Yes	III
S7360-MD	200 kg	28 x 32 x 4 cm	0,1 kg	Yes	No	III
S7370-M	200 kg	28 x 32 x 4 cm	0,1 kg	Yes	Yes	III
S7370-MD	200 kg	28 x 32 x 4 cm	0,1 kg	Yes	No	III



► S7350-MD

► Digital scale with LCD display.
Made of aluminium with steel base and large anti-slip surface.
Display size: 96 x 30 mm.
Supplied with height rod.
Medical device.

► Pèse-personne digitale avec cadran LCD.
Structure en aluminium avec base en acier et plateau large à revêtement antidérapant.
Écran 96 x 30 mm.
Livré avec altimètre.
Dispositif médical.

► Bilancia digitale con quadrante LCD.
Struttura in alluminio con base in acciaio e ampia base antiscivolo.
Display da 96 x 30 mm.
Fornita con altimetro.
Dispositivo medico.

► S7350-M



With calibration certificate.
Avec certificat d'étalonnage.
con certificato di calibrazione.

SCALE Pèse-personne/ Bilancia	Capacity Capacité/ Capacità	Platform Plate-forme/Base	Range Plage de mesure Campo di misura	Graduation Grad./Graduazione	Medical device Dispositif médical Dispositivo medico	NAWI certification Directive 2014/31/EU	Precision class classe de précision/ Classe di precisione
S7350-M	200 kg	28 x 32 x 4 cm	85 -210 cm	0,1 kg/1mm	Yes	Yes	III
S7350-MD	200 kg	28 x 32 x 4 cm	85 -210 cm	0,1 kg/1mm	Yes	No	III



► S7700-MD

► Mechanical column scale
Mechanical column scale with eye-level beam.
Steel structur, large anti-slip surface.
4 adjustable feet.
Supplied with 2 castors for easy transport and height rod.
Medical device.

► Pèse-personne
Pèse-personne avec niveau a boule.
Structure en acier, plateau large à revêtement antidérapant. 4 pieds réglables.
Livré avec 2 roulettes pour le transport et un altimètre.
Dispositif médical.

► Bilancia a colonna
Bilancia con livella a bolla.
Struttura in acciaio, ampia base con rivestimento antiscivolo.
4 piedini regolabili.
Fornito con 2 ruote per il trasporto e altimetro.
Dispositivo medico.

► S7700-M



With calibration certificate.
Avec certificat d'étalonnage.
con certificato di calibrazione.

SCALE Pèse-personne/ Bilancia	Capacity Capacité/ Capacità	Platform Plate-forme/ Base	Range Plage de mesure Campo di misura	Graduation Grad./ Graduazione	Medical device Dispositif médical Dispositivo medico	NAWI certification Directive 2014/31/EU	Precision class classe de précision/ Classe di precisione
S7700-M	150 kg	37 x 27 cm	85 -210 cm	0,1 kg/1mm	Yes	Yes	III
S7700-MD	150 kg	37 x 27 cm	85 -210 cm	0,1 kg/1mm	Yes	No	III



► S501-MD

► Baby hanging scale
Epoxy painted steel frame.
Chrome plated steel hooks. Max capacity 25 kg,
graduation 100 g.
With a pair of hanging trousers.
Medical device.

► Pèse-bébé suspendu
Bâti métallique, revêtement époxy.
Crochets en acier chromé.
Portée max 25 kg graduation 100 g.
Fourni avec une paire de culotte.
Dispositif médical

► Bilancia ad orologio per bambini
Struttura in metallo verniciato.
Ganci in acciaio cromato.
Portata max 25 kg graduazione
100 g. Fornito con un paio di culotte.
Dispositivo medico.

► S501



With calibration certificate.
Avec certificat d'étalonnage.
con certificato di calibrazione.

EXAMINATION
CERTIFICATE CE
ACCORDING
NAWI 2014/31/EU
EN45501: 2015

SCALE Pèse-personne/ Bilancia	Capacity Capacité/ Capacità	Display Écran/ Quadrante	Graduation Grad./ Graduazione	Trousers Culotte Culotte	Medical device Dispositif médical Dispositivo medico	NAWI certification Directive 2014/31/EU	Precision class classe de précision/ Classe di precisione
S501	25 kg	Ø 35 cm	100 g	Yes	Yes	Yes	IIII
S501-MD	25 kg	Ø 35 cm	100 g	Yes	Yes	No	IIII



► S501UNI-MD

► Baby hanging scale
Epoxy painted steel frame. Chrome plated steel hooks.
Max capacity 25 kg, graduation 100 g. Medical device.

► Pèse-bébé suspendu
Bâti métallique, revêtement époxy. Crochets en acier chromé.
Portée max 25 kg graduation 100 g. Dispositif médical.

► Bilancia ad orologio per bambini
Struttura in metallo verniciato. Ganci in acciaio cromato.
Portata max 25 kg graduazione 100 g. Dispositivo medico.

► S501UNI



With calibration certificate.
Avec certificat d'étalonnage.
con certificato di calibrazione.

EXAMINATION
CERTIFICATE CE
ACCORDING NAWID 2014/31
/ EU EN45501: 2015

SCALE Pèse-personne/ Bilancia	Capacity Capacité/ Capacità	Display Écran/ Quadrante	Graduation Grad./ Graduazione	Trousers Culotte Culotte	Medical device Dispositif médical Dispositivo medico	NAWI certification Directive 2014/31/EU	Precision class classe de précision/ Classe di precisione
S501UNI	25 kg	Ø 35 cm	100 g	No	Yes	Yes	III
S501UNI-MD	25 kg	Ø 35 cm	100 g	No	Yes	No	III



► S502-MD

► Baby hanging scale
Epoxy painted steel frame. Chrome plated steel hooks.
Max capacity 5 kg, graduation 20 g. Medical device.

► Pèse-bébé suspendu
Bâti métallique, revêtement époxy. Crochets en acier chromé.
Portée max 5 kg graduation 20 g. Dispositif médical.

► Bilancia ad orologio per bambini
Struttura in metallo verniciato. Ganci in acciaio cromato.
Portata max 5 kg graduazione 20 g. Dispositivo medico.

► S502-M



With calibration certificate.
Avec certificat d'étalonnage.
con certificato di calibrazione.

EXAMINATION
CERTIFICATE CE
ACCORDING NAWID 2014/31
/ EU EN45501: 2015

SCALE Pèse-personne/ Bilancia	Capacity Capacité/ Capacità	Display Écran/ Quadrante	Graduation Grad./ Graduazione	Trousers Culotte Culotte	Medical device Dispositif médical Dispositivo medico	NAWI certification Directive 2014/31/EU	Precision class classe de précision/ Classe di precisione
S502-M	5 kg	Ø 35 cm	20 g	No	Yes	Yes	III
S502-MD	5 kg	Ø 35 cm	20 g	No	Yes	No	III



S501.10



S501.20



S501.30



S501.40

ON REQUEST / SUR DEMANDE / A RICHIESTA
S501.10 Hanging trousers / Culotte en Nylon / Culotte in nylon
S501.20 Carrying case in vinyl / Sacoche de transport en vinyle / Borsa per il trasporto in vinile
S501.30 Sling for hanging baby scale / Elingue pour pese-bebe suspendue / Imbragatura per bilancia
S501.40 Sling for hanging baby scale / Elingue pour pese-bebe suspendue / Imbragatura per bilancia



► S725

- Baby scale
Metal body and tray.
- Pèse-bébé
Structure et plateau en métal.
- Pesa bambini
Struttura e ripiano in metallo.

Capacity	Graduation	Tray dimension
20 kg	10g	57 x 30cm



► S7250

- Baby scale
Metal body and plastic tray.
- Pèse-bébé
Structure en métal et plateau en plastique.
- Pesa bambini
Struttura in metallo e ripiano in plastica.

Capacity	Graduation	Tray dimension
16 kg	10g	55 x 25,5cm



► S7465

- Baby scale
With Stainless Steel tray.
- Pèse-bébé
Plateau en acier inox.
- Pesa bambini
Ripiano in acciaio inox.

Capacity	Graduation	Tray dimension
20 kg	50g / 10kg 100g / 20 kg	52 x 29 x 5 cm



► S7550

- Baby scale
Digital baby scale with LCD display.
Plastic body.
- Pèse-bébé
Pèse-bébé digitale avec écran LCD. Structure en plastique.
- Pesa bambini
Pesa bambino digitale con schermo LCD. Struttura in plastica.

Capacity	Graduation	Tray dimension	Battery level
30g-20kg	10g	60 x 34x9cm	Yes



► S7800

- Baby scale
Digital baby scale with LCD display.
Plastic body.
- Pèse-bébé
Pèse-bébé digitale avec écran LCD. Structure en plastique.
- Pesa bambini
Pesa bambino digitale con schermo LCD. Struttura in plastica.

Capacity	Graduation	Tray dimension	Battery level
20 kg	5g	60x38,5cm	Yes



► S7800HR

- Baby scale
Digital baby scale with LCD display.
Plastic structure.
With integrated aluminium height rod.
- Pèse-bébé
Pèse-bébé digitale avec écran LCD.
Structure en plastique. Avec toise en aluminium intégrée.
- Pesa bambini
Pesa bambino digitale con schermo LCD. Struttura in plastica, con altimetro integrato.

Capacity	Range	Graduation	Tray dimension	Battery level
20 kg	0-70mm	5g/1mm	60x38,5cm	Yes



► S758

- Scale cromed metal body
- Pèse-personne chassis en acier chromé
- Bilancia piano in acciaio

Cap.160 kg
Grad. 1kg



► S759B

- Metal body
- Chassis en metal
- Telaio in acciaio

Cap.150 kg
Grad. 1kg



► S7410

- Metal body
- Chassis en metal
- Telaio in acciaio

Cap.130 kg
Grad. 1kg



► S225

- Height rod With base. Range 85-210 cm Grad.1mm

► Toise Avec base. Plaque de mes. 85-210 cm Grad.1mm

► Altimetro Con base. Campo di misura 85-210 cm Grad. 1mm

Dim: 28x34x1 H cm



► S222F

- Height rod Wall type. Range 92-203 cm Grad.1mm

► Toise Murale. Plaque de mes. 92-203 cm Grad.1mm

► Altimetro A Muro. Campo di mis. 92-203 cm Grad. 1mm



► S208

- Height rod Wall type. Range 0-200 cm Grad.1mm

► Toise Murale. Plaque de mes. 0-200 cm Grad.1mm

► Altimetro A muro. Campo di mis. 0-200 cm Grad. 1mm




► Z90012

- Tape Tape measure Range 0-200 cm Grad.1mm

► Mètre Mètre ruban. Plaque de mes. 0-200 cm Grad. 1mm

► Metro Metro. Campo di mis. 0-200 cm Grad. 1mm



► S210/F

- Height rod Made of plastic. Range 0-100 cm Graduation 5 mm

► Toise télescopique En plastique. Plaque de mesure 0-100 cm. Graduation 5 mm

► Atimetro In plastica. Campo di misura 0-100 cm Grad. 5 mm



► S211/F

- Height rod Made of aluminium Range 0-80 cm Graduation 2 mm

► Toise En aluminium. Plaque de mesure 0-80 cm Graduation 2 mm

► Altimetro In alluminio. Campo di misura 0-80 cm Grad. 2 mm



► S209/F

- Height rod Made of aluminium Range 0-100 cm Graduation 1 mm

► Toise En aluminium. Plaque de mesure 0-100 cm Graduation 1mm

► Altimetro In alluminio. Campo di misura 0-100 cm Grad.1 mm