




LARYNGOSKOPIE

LARYNGOSKOPIE

1.1	FIBER-NPL-ENDOSKOP / LUPENLARYNGO-PHARYNGOSKOP
1.2	PANOVIEW OPTIK
1.3	LARYNGOSKOPE / BRUSTSTÜTZE
1.4	FASSZANGEN / LÖFFELZANGEN
1.5	SONDE / KNOTENSCHIEBER / MESSER
1.6	SAUGROHRE / KOAGULATIONSSAUGER
1.7	NADELSCHIEBER
1.8	HF-ANSCHLUSSKABEL (MONOLAR/BIPOLAR)

FIBER-NPL-ENDOSKOP 3,5 MM



	Ø	Arbeitskanal	Blickrichtung	Bildwinkel	NL	GL	Artikel-Nr.
Fiber-NPL-Endoskop Ø 3,5 mm NL 300 mm	3,5 mm	1,2 mm	0°	90°	300 mm	570 mm	7223.001
Fiber-NPL-Endoskop Ø 3,5 mm NL 300 mm	3,5 mm	-	0°	80°	300 mm	525 mm	7224.001

Technische Daten

Schaft Ø	3,5 mm
Arbeitskanal Ø	Ø 1,2 mm (nur 7223.001)
Abwinkelung	130° aufwärts, 130° abwärts
Auflösung	82.000 Pixel
Lichtleitkabel	fest verbunden
Okular	ISO Standard
Bildwinkel	7223.001: 80° 7224.001: 90°
Blickrichtung	0°
Betriebsbedingungen	+10°C bis +30°C, 20% bis 75% rel. Feuchte, Luftdruck 700 hPa bis 1060 hPa
Lager- und Transportbedingungen	- 20°C bis +60°C, 10% bis 90% rel. Feuchte, Luftdruck 700 hPa bis 1060 hPa

FIBER-NPL-ENDOSKOP


ZUBEHÖR UND HILFSINSTRUMENTE

Empfohlenes Zubehör		Außen-Ø	NL	Artikel-Nr.
Knopf-Elektrode flex. mono Ø 1,1 mm NL 600 mm		Ø 1,1 mm	600 mm	7223.911
Flex. Biopsiezange Ø 1 mm NL 600 mm		Ø 1 mm	600 mm	7223.60
Flex. Fasszange Ø 1 mm NL 600 mm		Ø 1 mm	600 mm	7223.65
Biopsieventil-Aufnahme (für Dichtventil 15114.052)				15114175
Dichtventil kpl. (20 Stück)				15114.052
Spül-u. Sondierungsansatz				7265.751
Dichtigkeitstester für flexible Endoskope				163.903
Druckausgleichsventil für Niedertemperatur-Sterilisationsverfahren mit - Wasserstoffperoxid H ₂ O ₂ und - Niedertemperatur-Dampf-Formaldehyd (NTDF)				163.904


		Artikel-Nr.
	Sterilisationskorb flexible Endoskope (B x H x T): 448 x 288 x 106 mm	33016

LARYNGO-PHARYNGOSKOP

Lula 2.0



AUTOCLAVE
134° C / 273° F

		GL	NL	H	Artikel-Nr.
	Laryngo-Pharyngoskop 70° Ø 10 mm NL 168 mm	245 mm	168 mm	93.2 mm	885070
	Laryngo-Pharyngoskop 90° Ø 10 mm NL 161 mm	237 mm	161 mm	93.2 mm	885090

Empfohlenes Zubehör	Artikel-Nr.	
Fiber Lichtleiter kpl bestehend aus: Fiber Lichtleiter (80665023), Adapter projektorseitig (8095.07) und Adapter endoskopseitig (809509)	Ø 3,5 mm, 2,3 m lang	806650231


PANOVIEW OPTIK Ø 4 MM

PANOVIEW OPTIK

1.2



**AUTOCLAVE
134° C / 273° F**

Blickrichtung		Ø	SL	GL	Artikel-Nr.
	PANOVIEW Optik 70° Ø 4mm SL 176mm	4 mm	176 mm	238 mm	8880.545

Empfohlenes Zubehör		Artikel-Nr.
Siebkorb für Standardoptik 1	(B x H x T) 297 x 54 x 59 mm	38015
Fiber Lichtleiter kpl bestehend aus: Fiber Lichtleiter (80663523), Adapter projektorseitig (8095.07) und Adapter endoskopseitig (809509)	Ø 3,5 mm, 2,3 m lang	806635231

LARYNGOSKOPE

ÜBERSICHT

			OP-	OP-Mikro-		Universal-			Subglot- toskop / Kinder-	Operations-						
			Laryngoskope													
			8446.221	8449.121	8449.221	8449.321	8456.011	8457.0111	82420.0000	8456.1011	8458.031	8458.011	824201000	824202000	824203000	824204000
Laryngoskop		8446.22	●													
		8449.12		●												
		8449.22			●											
		8449.32				●										
		8456.01					●									
		8457.011						●								
		8456.101							●							
		8458.03								●						
Lichtleitstab	außen liegend	8456.90	●				●	●	●	●		●				
		8458.92									●		●			
		824201001												●	●	
		824202001											●			
Insufflations- und Absaugrohr	außen liegend	8456.95	●				●	●	●	●		●				
		8458.97									●		●			
		824201002												●	●	
		824202002											●			
Lichtleitstab	innen liegend	8449.11		●	●									●	●	
		8449.31				●						●				
		824202011											●			
Insufflations- und Absaugrohr	innen liegend	824201012										●				
		824202012											●			
		824203012												●	●	

OP-LARYNGOSKOP PN

OPTIONAL EINSETZBAR SOWOHL MIT INNEN- ALS AUCH MIT AUSSENLIEGENDEM LICHTLEITSTAB
UND INSUFFLATIONS- / ABSAUGROHR



	Innenmaße		NL	GL	Artikel-Nr.
	proximal c x d	distal Ø			
OP-Laryngoskop NL 142mm mit Universal-Handgriff für alle Stütz- und Haltesysteme	23,5 mm x 16 mm	12 mm	142 mm	170 mm	824201000

hierzu notwendig:		Artikel-Nr.
außenliegend		
Lichtleitstab für Laryngoskop		8458.92
Insufflations- / Absaugrohr GL 124mm		8458.97
innenliegend		
Lichtleitstab für Laryngoskop		8449.31
Insufflations- / Absaugrohr GL 102mm		824201012
Bruststütze für OP Laryngoskope		8449.911

VI125|| Änderungen vorbehalten. Wir weisen darauf hin, dass nicht jedes Produkt in allen Ländern verfügbar ist. Bitte nehmen Sie die produktbegleitenden Informationen stets zur Kenntnis. Für genaue Informationen wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner oder direkt an die Richard Wolf GmbH.

OP-LARYNGOSKOP LM

OPTIONAL EINSETZBAR SOWOHL MIT INNEN- ALS AUCH MIT AUSSENLIEGENDEM LICHTLEITSTAB
UND INSUFFLATIONS- / ABSAUGROHR



Innenmaße proximal


Innenmaße distal

	Innenmaße		NL	GL	Artikel-Nr.
	proximal c x d	distal Ø			
OP-Laryngoskop NL 123mm mit Universal-Handgriff für alle Stütz- und Haltesysteme	37 mm x 22 mm	17,5 mm	123 mm	150 mm	824202000

hierzu notwendig:		Artikel-Nr.
außenliegend		
Lichtleitstab für Laryngoskop		824202001
Insufflations- / Absaugrohr GL 1 mm		824202002
innenliegend		
Lichtleitstab für Laryngoskop		824202011
Insufflations- / Absaugrohr GL 97mm		824202012
Bruststütze für OP Laryngoskope		8449.911

OP-LARYNGOSKOP BR

OPTIONAL EINSETZBAR SOWOHL MIT INNEN- ALS AUCH MIT AUSSENLIEGENDEM LICHTLEITSTAB
UND INSUFFLATIONS- / ABSAUGROHR




	Innenmaße		NL	GL	Artikel-Nr.
	proximal c x d	distal a x b			
OP-Laryngoskop NL 152 mm mit Universal-Handgriff für alle Stütz- und Haltesysteme	37 mm x 21 mm	19 mm x 15 mm	152 mm	180 mm	824203000

hierzu notwendig:		Artikel-Nr.
außenliegend		
Lichtleitstab für Laryngoskop		824201001
Insufflations- / Absaugrohr GL 145mm		824201002
innenliegend		
Lichtleitstab für Laryngoskop		8449.11
Insufflations- / Absaugrohr GL 133mm		824203012
Bruststütze für OP Laryngoskope		8449.911

OP-LARYNGOSKOP

OPTIONAL EINSETZBAR SOWOHL MIT INNEN- ALS AUCH MIT AUSSENLIEGENDEM LICHTLEITSTAB
UND INSUFFLATIONS- / ABSAUGROHR



	Innenmaße		NL	GL	Artikel-Nr.
	proximal c x d	distal a x b			
OP-Laryngoskop NL 149mm mit Universal-Handgriff für alle Stütz- und Haltesysteme	26 mm x 22,5 mm	17 mm x 22 mm	149 mm	180 mm	824204000


hierzu notwendig:		Artikel-Nr.
außenliegend		
Lichtleitstab für Laryngoskop		824201001
Insufflations- / Absaugrohr GL 145mm		824201002
innenliegend		
Lichtleitstab für Laryngoskop		8449.11
Insufflations- / Absaugrohr GL 133mm		824203012
Bruststütze für OP Laryngoskope		8449.911

OP-MIKROLARYNGOSKOP ZUR ENDOLARYNGEALEN MIKRO-CHIRURGIE

VII25|| Änderungen vorbehalten. Wir weisen darauf hin, dass nicht jedes Produkt in allen Ländern verfügbar ist. Bitte nehmen Sie die produktbegleitenden Informationen stets zur Kenntnis. Für genaue Informationen wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner oder direkt an die Richard Wolf GmbH.

LARYNGOSKOPE

1.3




	OP-Mikro-laryngoskop	Ersatz-Lichtleitstab für Laryngoskop	Größe	Innenmaß proximal	Innenmaß distal	NL	GL	Artikel-Nr. kpl.
				c x d	Ø			
Laryngoskop kpl bestehend aus: OP-Mikrolaryngoskop und außenliegender Lichtleitstab mit Universal-Handgriff für alle Stütz- und Haltesysteme	8449.32	8449.31	A	19,5 mm x 12,5 mm	12 mm	103 mm	134 mm	8449.321
	8449.22	8449.11	B	26 mm x 16 mm	14,5 mm	153 mm	184 mm	8449.221
	8449.12	8449.11	C	29 mm x 19 mm	15 mm	153 mm	183 mm	8449.121

hierzu notwendig:		Artikel-Nr.
Bruststütze für OP Laryngoskope 		8449.911

OP-LARYNGOSKOP

FÜR LASER-EINGRIFFE

NACH STEINER



	OP-Laryngoskop	Ersatz-Lichtleitstab für Laryngoskop	Ersatz-Insufflations-/ Absaugrohr	Innenmaß proximal c x d	Innenmaß distal a x b	NL	GL	Artikel-Nr. kpl.
Laryngoskop kpl bestehend aus: OP-Laryngoskop mit im Spatel/Griff integrierter Rauchabsaugung, außenliegender Lichtleitstab und Insufflationsabsaugrohr mit Universal-Handgriff für alle Stütz- und Haltesysteme	8446.22	8456.90	8456.95	32 mm x 13,5 mm	16 mm x 13,5 mm	154 mm	184 mm	8446.221

hierzu notwendig:


Artikel-Nr.

Bruststütze für OP Laryngoskope



8449.911


OP-LARYNGOSKOP FÜR VORDERE KOMMISSUR



	OP-Laryngoskop	Ersatz-Lichtleitstab für Laryngoskop	Ersatz-Insufflations- / Absaugrohr	Innenmaße		NL	GL	Artikel-Nr. kpl.
				proximal c x d	distal a x b			
Laryngoskop kpl bestehend aus: OP-Laryngoskop, außenliegender Lichtleitstab und Insufflationsabsaugrohr mit Universal-Handgriff für alle Stütz- und Haltesysteme	8458.03	8458.92	8458.97 GL 124 mm	23 mm x 17,5 mm	14 mm x 16 mm	113 mm	144 mm	8458.031

hierzu notwendig:		Artikel-Nr.
Bruststütze für OP Laryngoskope 		8449.911

OP-LARYNGOSKOP FÜR VORDERE KOMMISSUR



	OP-Laryngoskop	Ersatz-Lichtleitstab für Laryngoskop	Ersatz-Insufflations- / Absaugrohr	Innenmaße		NL	GL	Artikel-Nr.
				proximal c x d	distal a x b			
Laryngoskop kpl bestehend aus: OP-Laryngoskop, außenliegender Lichtleitstab und Insufflationsabsaugrohr mit Universal-Handgriff für alle Stütz- und Haltesysteme	8458.011	8456.90	8456.95	25 mm x 21 mm	17 mm x 17,5 mm	153 mm	184 mm	8458.0111

hierzu notwendig:

Artikel-Nr.

Bruststütze für OP Laryngoskope




8449.911

SUBGLOTTOSKOP / KINDER-LARYNGOSKOP

NACH STEINER

LARYNGOSKOPE

1.3



	OP-Laryngoskop	Ersatz-Lichtleitstab für Laryngoskop	Ersatz-Insufflations- / Absaugrohr	Innenmaße		NL	GL	Artikel-Nr. kpl.
				proximal c x d	distal a x b			
Subglottoskop kpl bestehend aus: OP-Laryngoskop mit im Spatel/Griff integrierter Rauchabsaugung, Lichtleitstab für Laryngoskop und Insufflationsabsaugrohr mit Universal-Handgriff für alle Stütz- und Haltesysteme	8456.101	8456.90	8456.95	21,5 mm x 9,5 mm	11 mm x 7,5 mm	175 mm	206 mm	8456.1011

hierzu notwendig:

Artikel-Nr.

Bruststütze für OP Laryngoskope



8449.911

SPREIZLARYNGOSKOP NACH STEINER

	OP- Laryngoskop	Ersatz- Lichtleit- stab für Laryngoskop	Ersatz- Insufflations- / Absaugrohr	Innenmaße und Spreizung		NL	GL	Artikel-Nr. kpl.
				proximal a x b c x d	distal a x b c x d			
Laryngoskop kpl bestehend aus: OP-Laryngoskop, gerader Spatel, mit im Spatel/Griff integrierter Rauchabsaugung, außen- liegender Lichtleitstab und Insufflationsabsaugrohr mit Universal-Handgriff für alle Stütz- und Haltesysteme	8456.01	8456.90	8456.95	(a x b) 32 mm x 12,5 mm (c x d) 32 mm x 27,5 mm	(a x b) 16 mm x 13,5 mm (c x d) 16 mm x 53 mm	148 mm	200 mm	8456.011

Lichtleitstab sowie Insufflations- und Absaugrohr können wahlweise rechts oder links adaptiert werden.

hierzu notwendig:

Artikel-Nr.

Bruststütze für OP Laryngoskope




8449.911

SPREIZLARYNGOSKOP

NACH POTOTSCHNIG

LARYNGOSKOP

1.3


								
	OP-Laryngoskop	Ersatz-Lichtleitstab für Laryngoskop	Ersatz-Insufflations-/ Absaugrohr	Innenmaße und Spreizung		NL	GL	Artikel-Nr. kpl.
				proximal a x b c x d	distal a x b c x d			
Laryngoskop kpl bestehend aus: OP-Laryngoskop, gerader Spatel, mit Schutz vor Weichteilquetschungen, mit im Spatel/Griff integrierter Rauchabsaugung, außenliegender Lichtleitstab und Insufflationsabsaugrohr mit Universal-Handgriff für alle Stütz- und Haltesysteme	8457.011	8456.90	8456.95	(a x b) 32 mm x 12,5 mm (c x d) 32 mm x 27,5 mm	(a x b) 16 mm x 13,5 mm (c x d) 16 mm x 53 mm	148 mm	200 mm	8457.0111

Lichtleitstab sowie Insufflations- und Absaugrohr können wahlweise rechts oder links adaptiert werden.

hierzu notwendig:		Artikel-Nr.
Bruststütze für OP Laryngoskope 		8449.911

SPREIZLARYNGOSKOP

FÜR VORDERE KOMMISSUR

							
	Ersatz-Lichtleit-stab für Laryngoskop	Ersatz-Insufflations- / Absaugrohr	Innenmaße und Spreizung		NL	GL	Artikel-Nr.
			proximal a x b c x d	distal a x b c x d			
OP-Laryngoskop NL 147 mm distal aufgebogener Spatel, mit Schutz vor Weichteilquetschungen, mit im Spatel/Griff integrierter Rauchabsaugung, außenliegender Lichtleitstab und Insufflationsabsaugrohr mit Universal-Handgriff für alle Stütz- und Haltesysteme	8456.90	8456.95	(a x b) 32 mm x 12,5 mm (c x d) 32 mm x 27,5 mm	(a x b) 16 mm x 13,5 mm (c x d) 16 mm x 73 mm	147 mm	200 mm	82420.0000

Lichtleitstab sowie Insufflations- und Absaugrohr können wahlweise rechts oder links adaptiert werden.

hierzu notwendig:

Artikel-Nr.

Bruststütze für OP Laryngoskope



8449.911

BRUSTSTÜTZE FÜR OP LARYNGOSKOPE FÜR ERWACHSENE UND KINDER

LARYNGOSKOPE

1.3




AUTOCLAVE
134° C / 273° F


integrierte Rauchabsaugung	Artikel-Nr.
Bruststütze für OP Laryngoskope mit integrierter Rauchabsaugung	8449.911

- Einfache Verstellbarkeit
- Hohe Stabilität

ZANGEN 3 MM ZUR TUMORCHIRURGIE

					
		Ø	NL	Artikel-Nr.	
	Fasszange klein NL 230 mm gerieft	3,0 mm	230 mm	8283.51	
	Fasszange mittel NL 245 mm gerieft	3,0 mm	245 mm	8283.52	
	Fasszange groß NL 240 mm gerieft	3,0 mm	240 mm	8283.53	
		Schaft-Ø	Maulteil-Ø	NL	Artikel-Nr.
	Biopsiezange NL 270 mm gezahnt	3,0 mm	4,0 mm	270 mm	8280.22
	Tumorzange NL 270 mm durchschneidend	3,0 mm	4,0 mm	270 mm	8280.26

TUPFERZANGE 3 MM

					
		Außen-Ø	NL	Artikel-Nr.	
	Tupferzange Ø 3,0 mm NL 300 mm	3,0 mm	300 mm	8148.02	

SONDE / KNOTENSCHIEBER / MESSER

				
		Maulteil	GL	Artikel-Nr.
	Sonde stumpf GL 265 mm	abgewinkelt	265 mm	8267.21
	Knotenschieber GL 280 mm		280 mm	8267.35
	Messer GL 262 mm	gerade , queroval	262 mm	8267.14
	Messer GL 262 mm	45° abgewinkelt, queroval		8267.15
	Sichelmesser GL 262 mm	gebogen		8267.10
	Messer GL 265 mm	rund, vertikal schnei- dend	265 mm	8267.12
hierzu notwendig:				
Handgriff				82460.0000

SAUGROHR

				
bipolar		Ø	NL	Artikel-Nr.
	Saugrohr bipo Ø 3,2 mm NL 240 mm	3,2 mm	240 mm	8289.24

				
		Ø	NL	Artikel-Nr.
	Saugrohr AD 2 mm NL 250 mm	2,0 mm	250 mm	8291.22
	Saugrohr AD 2,5 mm NL 250 mm	2,5 mm		8291.23
	Saugrohr AD 3 mm NL 250 mm	3,0 mm		8291.24

HF KOAGULATIONSSAUGER

				
		Ø	NL	Artikel-Nr.
	HF Koagulationssauger AD 5,2 mm NL 240 mm	5,2 mm	240 mm	84420.2105
	Hf Koagulationssauger AD 5,2 mm NL 240 mm abgewinkelt			84420.2107

				
monopolar		Ø	NL	Artikel-Nr.
	HF Koagulationssauger AD 3,1 mm NL 210 mm	3,1 mm	210 mm	8291.101
	HF Koagulationssauger AD 4,1 mm NL 210 mm	4,1 mm		8291.102

Bipolar-Anschlusskabel und HF-Anschlusskabel siehe Seite LARYNX26-29

VI125 || Änderungen vorbehalten. Wir weisen darauf hin, dass nicht jedes Produkt in allen Ländern verfügbar ist. Bitte nehmen Sie die produktbegleitenden Informationen stets zur Kenntnis. Für genaue Informationen wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner oder direkt an die Richard Wolf GmbH.

NADELSCHIEBER

ZUM FIXIEREN VON STIMMBANDPROTHESEN ODER DER STIMMBANDLATERALFIXATION

nach Lichtenberger			
		NL	Artikel-Nr.
	Nadelschieber NL 210 mm	210 mm	8267.50
hierzu notwendig:			
für Nadelschieber 8267.50	Ersatz-Nadeln Ø 0,64 mm GL 37 mm (VE=100 ST)		8267.951

HF-ANSCHLUSSKABEL MONO 815xxx


Anschluss Instrument	Anschluss Gerät		Artikel-Nr.
WOLF Resektoskope 		HF-Anschlusskabel mono L 3m	815.032
	ERBE (ACC / ICC / VIO) / BOWA (EU) R.Wolf HF-Chirurgiegenerator 400kHz 2260002	HF-Anschlusskabel mono L 5m	815.052
		HF-Anschlusskabel mono L 3m	815.132
	ERBE (T-Serie)	HF-Anschlusskabel mono L 5m	815.152
		HF-Anschlusskabel mono L 3m	815.031
	Martin (m-Version) / Berchtold / Aesculap	HF-Anschlusskabel mono L 5m	815.051
HF-Elektroden, monopolar 		HF-Anschlusskabel mono L 3m	815.033
	Bovie / Valleylab / Erbe (Int.) / International R.Wolf HF-Chirurgiegenerator 400kHz 2260001	HF-Anschlusskabel mono L 5m	815.053
		HF-Anschlusskabel mono L 3m	815.034
	BOWA (Int. / EU) Eschmann und andere Geräte mit 4 mm Stecker R.Wolf HF-Chirurgiegenerator 400kHz 2260001	HF-Anschlusskabel mono L 5m	815.054

HF-ANSCHLUSSKABEL MONO 8106xxx


Anschluss Instrument	Anschluss Gerät		Artikel-Nr.
WOLF Instrumente / Chirurgiegenerator  HF-Elektroden, monopolar 		HF-Anschlusskabel mono L 3m	8106.032
	ERBE (ACC / ICC / VIO) / BOWA (EU) R.Wolf HF-Chirurgiegenerator 400kHz 2260002	HF-Anschlusskabel mono L 5m	8106.052
		HF-Anschlusskabel mono L 3m	8106.132
	ERBE (T-Serie)	HF-Anschlusskabel mono L 5m	8106.152
		HF-Anschlusskabel mono L 3m	8106.031
	Martin (m-Version) / Berchtold / Aesculap	HF-Anschlusskabel mono L 5m	8106.051
		HF-Anschlusskabel mono L 3m	8106.033
	Bovie / Valleylab / Erbe (Int.) / BOWA (Int.) R.Wolf HF-Chirurgiegenerator 400kHz 2260001	HF-Anschlusskabel mono L 5m	8106.053
		HF-Anschlusskabel mono L 3m	8106.034
	BOWA (Int. / EU) Eschmann und andere Geräte mit 4 mm Stecker R.Wolf HF-Chirurgiegenerator 400kHz 2260001/ 2260002	HF-Anschlusskabel mono L 5m	8106.054

HF-ANSCHLUSSKABEL BIPO

8108xxx

Anschluss Instrument	Anschluss Gerät		Artikel-Nr.
WOLF Bipolar-Zangen 	 ERBE (ACC / ICC / T) / BOWA (EU) R.Wolf HF-Chirurgiegenerator 400kHz 2260001 / 2260002	HF-Anschlusskabel bipo L 3m	8108.032
		HF-Anschlusskabel bipo L 5m	8108.052
	 International / 2 pin Valleylab R.Wolf HF-Chirurgiegenerator 400kHz 2260001 / 2260002	HF-Anschlusskabel bipo L 3m	8108.033
		HF-Anschlusskabel bipo L 5m	8108.053
	 WOLF / Martin (m-Version) / Berchtold / Aesculap	HF-Anschlusskabel bipo L 3m	8108.031
		HF-Anschlusskabel bipo L 5m	8108.051
Bipolar-Pinzetten-Anschluss 	 ERBE (ACC / ICC / T) / BOWA (EU) R.Wolf HF-Chirurgiegenerator 400kHz 2260001 / 2260002	HF-Anschlusskabel bipo L 3m	8108.132
		HF-Anschlusskabel bipo L 5m	8108.152
	 International / 2 pin Valleylab R.Wolf HF-Chirurgiegenerator 400kHz 2260001 / 2260002	HF-Anschlusskabel bipo L 3m	8108.133
		HF-Anschlusskabel bipo L 5m	8108.153
	 Martin (m-Version) / Berchtold / Aesculap	HF-Anschlusskabel bipo L 3m	8108.131
		HF-Anschlusskabel bipo L 5m	8108.151
	 EMC Dolley	HF-Anschlusskabel bipo L 3m	8108135

HF-ANSCHLUSSKABEL BIPO ZUR RESEKTION IN KOCHSALZLÖSUNG

Anschluss Instrument	Anschluss Gerät		Artikel-Nr.
WOLF S(a)line-Resektoskope 	 Erbe VIO 300D	Bipolar Kabel; TUR/TCR; WOLF MF-Stecker; L 4 m	20196-119
	 Erbe VIO 3	BIPOLAR KABEL; MF-U MF-Stecker; L 4,5 m	21196-119
	 KLS Martin	HF-Anschlusskabel bipo L 3 m	8108.231
		HF-Anschlusskabel bipo L 5 m	8108.251
	 R. Wolf HF-Chirurgiegenerator 400kHz 2260001 / 2260002	HF-Anschlusskabel bipo L 3 m	8108233
		HF-Anschlusskabel bipo L 5 m	8108253

Änderungen vorbehalten.

LAR/NVde280725

